

Grado di protezione IP

Grafico di resistenza all'acqua e alla polvere¹

Protezione da particelle solide	
Primo numero	Definizione
0	Non protetto
1	Protetto contro corpi solidi di dimensioni superiori a 50 mm (per esempio, mani)
2	Protetto contro corpi solidi di dimensioni superiori a 12 mm (per esempio, dita)
3	Protetto contro corpi solidi di dimensioni superiori a 2,5 mm (per esempio, attrezzi e cavi)
4	Protetto contro corpi solidi di dimensioni superiori a 1 mm (per esempio, piccoli attrezzi e cavi)
5	Protetto contro un ingresso limitato di polvere che non penetri in una quantità sufficiente per interferire con un funzionamento soddisfacente
6	Protetto totalmente dall'ingresso della polvere

Protezione contro l'accesso da liquidi	
Secondo numero	Definizione
0	Non protetto
1	Protetto da caduta verticale di gocce d'acqua
2	Protetto da caduta di gocce d'acqua con inclinazione massima 15° da ogni lato
3	Protetto contro gli spruzzi d'acqua con un'angolazione di 60° da ogni lato
4	Protetto contro gli schizzi d'acqua da tutte le direzioni
5	Protetto contro i getti d'acqua a bassa pressione da tutte le direzioni
6	Protetto contro i getti d'acqua potenti da qualsiasi direzione
7	Protetto dagli effetti dell'immersione temporanea in acqua in condizioni e a pressione standard
8	Protetto contro periodi prolungati di immersione in acqua di livello superiore a 7
9	Protetto contro forti getti d'acqua ad alta pressione e ad alta temperatura da qualsiasi direzione



HeartSine samaritan PAD

Classificazione IP56: Massima tra i DAE per quanto concerne la protezione contro l'ingresso di polvere e acqua

References

1. International Standard IEC 60529 - Degrees of protection provided by enclosures (IP Code)

Tutte le informazioni riportate sono aggiornate al mese di 06/2021.

Per ulteriori informazioni La preghiamo di contattare il Suo rappresentante Stryker o visitare il nostro sito internet strykeremergencycare.com

Accesso pubblico agli interventi di emergenza

Gli utilizzatori del DAE dovrebbero ricevere una formazione sulla RCP e sull'utilizzo del DAE.

Anche se non è possibile salvare tutti, gli studi dimostrano che una defibrillazione precoce può aumentare notevolmente i tassi di sopravvivenza. I DAE sono indicati per l'uso su adulti e bambini. I DAE possono essere utilizzati su bambini di peso inferiore a 25 kg, ma alcuni modelli richiedono elettrodi di defibrillazione disponibili separatamente.

Le informazioni presentate hanno lo scopo di presentare l'offerta di prodotti di Stryker. Prima di utilizzare qualsiasi prodotto Stryker consultare le Istruzioni operative per istruzioni d'uso complete, indicazioni, controindicazioni, avvertenze, precauzioni e potenziali eventi avversi. I prodotti potrebbero non essere disponibili in tutti i mercati, dato che la disponibilità del prodotto è soggetta alle prassi normative e/o mediche nei singoli mercati. Si prega di contattare il proprio rappresentante Stryker nel caso in cui si abbiano domande sulla disponibilità dei prodotti Stryker nell'area di appartenenza. Le descrizioni qui contenute possono essere modificate senza preavviso. I prodotti raffigurati hanno marchio CE, in conformità con le leggi e direttive UE applicabili.

Stryker o le sue entità affiliate possiedono, adottano o hanno fatto richiesta dei seguenti marchi commerciali o marchi di servizio: HeartSine, samaritan, Stryker. Tutti gli altri marchi commerciali sono marchi commerciali dei rispettivi proprietari o titolari.

L'assenza in questa lista di un prodotto, una caratteristica o un nome di servizio o logo non costituisce una rinuncia da parte di Stryker a diritti su marchi commerciali o altra proprietà intellettuale relativi a tale nome o logo.

CE 0123 HeartSine samaritan PAD ha ottenuto il marchio CE (classe IIb – 0123) in conformità con la Direttiva UE MDD 93/42 e altre direttive applicabili. Sarà riclassificato come CE classe III – 0123 in conformità con UE MDR al termine del periodo di transizione MDR, maggio 2024, o prima.



Classificato UL. Vedere il marchio completo sul prodotto.

Data di pubblicazione: 06/2021

Made in U.K.

H009-020-041-AC IT

HeartSine SAM 500P non è disponibile per la vendita negli Stati Uniti.

Copyright © 2021 Stryker.



HeartSine Technologies Ltd.
207 Airport Road West
Belfast, BT3 9ED
Northern Ireland
United Kingdom
Tel +44 28 9093 9400
Fax +44 28 9093 9401
heartsinesupport@stryker.com
heartsine.com

Stryker European
Operations B.V.
Herikerbergweg 110
1101 CM Amsterdam
Netherlands
Tel +31 (0)43 3620008
Fax +31 (0)43 3632001

Distribuito da:

Via degli Olmetti, 1
Formello 00060
Italy
Tel +39 06 901041
Fax +39 06 90400444