

HeartSine samaritan® PAD
SAM 360P Trainer

รุ่น TRN-360-1

คู่มือสำหรับผู้ใช้งาน



HeartSine®

คู่มือสำหรับผู้ใช้งานฉบับนี้ให้คำแนะนำในการใช้งาน HeartSine samaritan PAD 360P Trainer.

HeartSine samaritan PAD 360P Trainer ไม่ใช่อุปกรณ์ทางการแพทย์ แต่เป็นอุปกรณ์สำหรับใช้ฝึกบุคลากรในหน่วยฉุกเฉินเพื่อให้สามารถใช้งานเครื่องช็อกไฟฟ้าหัวใจภายนอกแบบอัตโนมัติ HeartSine samaritan PAD 360P ได้อย่างถูกต้อง ทั้งนี้เครื่อง Trainer ไม่มีความสามารถในการรักษาและห้ามนำไปใช้ในการกู้ชีพในสถานการณ์จริง



สำคัญ: เพื่อป้องกันการสับสนเมื่อปฏิบัติภารกิจในสถานการณ์จริง อย่าเก็บ หรือวางเครื่อง Trainer ไว้ใกล้กับเครื่องช็อกไฟฟ้าหัวใจภายนอกแบบอัตโนมัติ HeartSine samaritan PAD 360P

เพื่อให้สามารถแยกความแตกต่างได้ง่ายและรวดเร็ว HeartSine samaritan PAD 360P Trainer จะมีแผ่นปิดด้านหน้าเป็นสีเหลือง ในขณะที่เครื่องช็อกไฟฟ้าหัวใจภายนอกแบบอัตโนมัติ HeartSine samaritan PAD 360P จะมีแผ่นปิดด้านหน้าสีกรมท่า/สีดำ

HeartSine แนะนำว่าบุคลากรที่อาจต้องใช้เครื่องช็อกไฟฟ้าของบริษัทควรผ่านการฝึกอบรมปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพโดยมีการใช้เครื่องช็อกไฟฟ้าหัวใจ (CPR-D) ร่วมด้วย HeartSine samaritan PAD 360P Trainer มีไว้สำหรับใช้โดยผู้ผ่านการฝึกอบรม CPR-D ที่ผ่านการรับรองเพื่อวัตถุประสงค์นี้

HeartSine samaritan PAD 360P Trainer ได้รับการกำหนดคำมาจากโรงงานโดยสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติสำหรับ CPR ปี 2015 ของสมาคมแพทย์โรคหัวใจอเมริกัน/สภาการกู้ชีพยุโรป โดยอุปกรณ์จะมีสถานการณ์จำลองทั้งหมดทุกสถานการณ์ที่โปรแกรมมาจากโรงงานและสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติเหล่านี้

หากแนวทางปฏิบัติด้าน CPR มีการเปลี่ยนแปลง จะสามารถอัปเดตซอฟต์แวร์ของ HeartSine samaritan PAD 360P Trainer เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางดังกล่าวได้ โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตของ HeartSine หรือบริษัท HeartSine Technologies โดยตรง

หลังจากเปิดเครื่อง HeartSine samaritan PAD 360P Trainer จะส่งเสียงพร้อมดพพร้อมแสดงสัญญาณภาพ ผู้ใช้สามารถควบคุมเครื่อง Trainer ได้เองโดยใช้รีโมตคอนโทรลที่มากับอุปกรณ์

โปรดติดต่อตัวแทนจัดจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตของ HeartSine เพื่อขอรายการอุปกรณ์เสริมทดแทน

- 1) ตรวจสอบว่า HeartSine samaritan PAD 360P Trainer ได้รับการชาร์จแบตเตอรี่จนเต็ม (ดูหัวข้อการชาร์จในคู่มือนี้)
- 2) วาง HeartSine samaritan PAD 360P Trainer และ Trainer-Pak™ ไว้บนพื้นราบ ดัน Trainer-Pak เข้าไปในช่องเปิดของ HeartSine samaritan PAD 360P Trainer จนได้ยินเสียง "คลิก" เพื่อให้มั่นใจว่าใส่อย่างถูกต้อง
- 3) ใส่แบตเตอรี่ที่ได้มากับ Trainer ลงไปในรีโมตคอนโทรลของ HeartSine samaritan PAD 360P

 ห้ามกดปุ่มใดๆ ขณะใส่แบตเตอรี่รีโมตคอนโทรลเพราะจะเป็นการรีเซ็ต ID ของรีโมตคอนโทรล

- 4) กดปุ่มเปิด/ปิดของเครื่อง HeartSine samaritan PAD 360P Trainer แล้วฟังเสียงพร้อมดเพื่อให้เห็นใจว่าอุปกรณ์ทำงาน
- 5) หากชาร์จแบตเตอรี่ HeartSine samaritan PAD 360P Trainer ไม่เพียงพอ เครื่องจะทำงานไม่ถูกต้อง เมื่อเปิดเครื่อง ตัวบ่งชี้สถานะจะกะพริบเป็นสีแดงเพื่อบ่งบอกว่าต้องชาร์จแบตเตอรี่ หากแบตเตอรี่ไม่มีกำลังไฟเหลือจะไม่สามารถเปิดเครื่องได้ สำหรับคำแนะนำโดยละเอียดเกี่ยวกับการชาร์จ โปรดดูหัวข้อการชาร์จในคู่มือนี้

การเปิดและปิด HeartSine samaritan PAD 360P Trainer

เมื่อต้องการเปิด HeartSine samaritan PAD 360P Trainer ให้กดปุ่มเปิด/ปิดสีเขียว




 โดยค่าเริ่มต้น Trainer จะทำงานตามการตั้งค่าสถานการณ์จำลองล่าสุดที่ใช้

เมื่อต้องการปิด HeartSine samaritan PAD 360P Trainer ให้กดปุ่มเปิด/ปิดอีกครั้ง

หลังจากเปิด HeartSine samaritan PAD 360P Trainer แล้ว จะสามารถปิดเครื่องได้โดยใช้รีโมตคอนโทรลที่มากับอุปกรณ์ เมื่อต้องการปิด Trainer ให้กดปุ่มปิด (ปุ่มสีแดง) บนรีโมตคอนโทรล

 เมื่อเปิดเครื่องไว้ HeartSine samaritan PAD 360P Trainer จะปิดเองหากไม่ได้ใช้งานเกินสิบห้า นาที

HeartSine samaritan PAD 360P Trainer



- A พอร์ตข้อมูล
- B ไฟ LED สถานะการชาร์จแบตเตอรี่
- C ตัวบ่งชี้สถานะ
- D ไอคอนช็อก
- E ตัวบ่งชี้ความปลอดภัยต่อการสัมผัส
- F ลำโพง
- G กล้อง Trainer-Pak
- H ปุ่มเปิด/ปิด
- I ตัวบ่งชี้ห้ามสัมผัส
- J ตัวบ่งชี้การติดแผ่นติดหน้าอก
- K ลูกศรชี้ทิศทางการปฏิบัติการ

**ปุ่มเปิด/ปิด**

กดปุ่มนี้เพื่อเปิดและปิดอุปกรณ์ (หากกดปุ่มขณะมีการแนะนำให้ช็อกไฟฟ้า อุปกรณ์จะแสดงค่าเตือน "ค่าเตือน ปุ่มปิดถูกกด" และจะไม่ปิดจนกว่าคุณจะถูกกดปุ่มอีกครั้งภายในสามวินาที)

**ตัวบ่งชี้การติดแผ่นติดหน้าอก**

ลูกศรชี้ทิศทางการปฏิบัติการโดยรอบ ไอคอนนี้จะกะพริบขึ้นเพื่อแนะนำให้ผู้ใช้ว่า ควรติดแผ่นติดหน้าอก HeartSine samaritan PAD 360P กับตัวผู้ป่วยตามที่ระบุไว้

**ตัวบ่งชี้ความปลอดภัยต่อการสัมผัส**

เมื่อลูกศรชี้ทิศทางการปฏิบัติการรอบ ไอคอนนี้ที่กะพริบขึ้นเพื่อแนะนำให้ผู้ใช้ว่า ควรแสดงถึงความปลอดภัยเพื่อสามารถสัมผัสตัวผู้ป่วยได้คุณจะสามารถทำ CPR หรือตรวจสอบผู้ป่วยได้

**ลูกศรชี้ทิศทางการปฏิบัติการ**

ลูกศรชี้ทิศทางการปฏิบัติการรอบๆ ไอคอนนี้จะกะพริบขึ้นเพื่อระบุการปฏิบัติการที่ผู้ใช้ควรดำเนินการ

**ตัวบ่งชี้ห้ามสัมผัส**

ห้ามสัมผัสตัวผู้ป่วยขณะที่ลูกศรชี้ทิศทางการปฏิบัติการรอบไอคอนนี้ที่กะพริบขึ้น HeartSine samaritan PAD 360P Trainer อาจกำลังวิเคราะห์จังหวะการเต้นของหัวใจผู้ป่วยหรือกำลังเตรียมพร้อมสำหรับการช็อก

**ตัวบ่งชี้สถานะ**

ไฟกะพริบสีเขียว - Trainer พร้อมใช้งาน
ไฟกะพริบสีแดง - ต้องชาร์จแบตเตอรี่เครื่อง Trainer

**ไอคอนช็อก**

รายการนี้จะแสดงว่าจะส่งการช็อกจำลองออกไป


การใช้อิเล็กโทรด

สถานการณ์จำลองในการฝึกจะมีเสียงพร้อมดเพื่อเตือนให้ถอดอิเล็กโทรดออกจาก Trainer-Pak พร้อมทั้งติดแผ่นติดหน้าอกอิเล็กโทรดในตำแหน่งที่ระบุ ทำตามขั้นตอนด้านล่างเมื่อได้รับพร้อมด

- 1) ดึงแถบสีเขียวเพื่อเปิดกล่อง Trainer-Pak และคลายสายอิเล็กโทรดออกจนสุด
- 2) ลอกแผ่นติดหน้าอกอิเล็กโทรดออกจากแถบป้องกัน
- 3) ติดแผ่นติดหน้าอกอิเล็กโทรดตามตำแหน่งที่ตัวบ่งชี้การติดแผ่นติดหน้าอกระบุไว้ แผ่นติดหน้าอกบริเวณเส้นอก (sternum) และปลายหัวใจ (apex) จะมีข้อความระบุไว้บนแผ่นติดอย่างชัดเจน
- 4) กดแผ่นติดหน้าอกให้แน่นเพื่อให้แน่ใจว่ามีการสัมผัสที่เหมาะสม

การม้วนเก็บสายอิเล็กโทรดหลังใช้งาน

- 1) ติดแถบป้องกันไว้เช่นเดิมบนแผ่นติดหน้าอกอิเล็กโทรด หรือเปลี่ยนแผ่นติดหน้าอกใหม่
- 2) นำแผ่นติดหน้าอกมาพับรวมกันโดยให้แถบป้องกันอยู่ด้านนอก
- 3) ปลอยให้อิเล็กโทรดห้อยออกมาจากอุปกรณ์แล้วใช้ตัวขดสายสีน้ำเงินม้วนสายอิเล็กโทรดกลับเข้าที่





A ตัวขดสาย

B ที่จับตัวขด

- 4) วางแผ่นติดไว้ที่ด้านบนสุดของกล่อง Trainer-Pak โดยให้สายไฟอยู่ด้านล่างแผ่นติด
- 5) ปิดกล่อง Trainer-Pak โดยเลื่อนถาดสีเหลืองกลับเข้าที่

รีโมตคอนโทรลสำหรับ HeartSine samaritan PAD 360P Trainer




- A ปุ่มปิด
- B ปุ่มระดับเสียง
- C ไฟเตือนแบตเตอรี่อ่อน
- D ปุ่มหยุดชั่วคราว
- E สถานการณ์จำลองไม่ต้องซื้อกระด้น
- F สถานการณ์จำลองต้องซื้อกระด้น
- G เลือกสถานการณ์จำลอง
- H ติดแผ่นติดหน้าอกอิเล็กทรอนิกส์



การปิด Trainer

สามารถใช้รีโมตคอนโทรลปิด HeartSine samaritan PAD 360P Trainer ได้ เมื่อต้องการปิด Trainer ให้กดปุ่มสีแดงบนรีโมตคอนโทรล




การปรับระดับเสียง

HeartSine samaritan PAD 360P Trainer สามารถตั้งค่าระดับเสียงได้สี่ระดับ ปุ่มควบคุมระดับเสียงจะอยู่ด้านซ้ายของปุ่มปิดบนรีโมตคอนโทรล เมื่อต้องการเพิ่มระดับเสียง ให้กดปุ่ม '+' และถ้าต้องการลดระดับเสียง ให้กดปุ่ม '-'



การหยุด Trainer ชั่วคราว

ในระหว่างการฝึก สามารถหยุด HeartSine samaritan PAD 360P Trainer ชั่วคราวได้ เมื่อต้องการหยุดการทำงานของ Trainer ชั่วคราว ให้กดปุ่ม Pause (||▶) Trainer จะหยุดการทำงานไว้ชั่วคราวจนกว่าจะกดปุ่ม Pause อีกครั้งจึงจะกลับมาทำงานตามสถานการณ์จำลองที่เลือกไว้



การเปลี่ยนสถานการณ์จำลอง

HeartSine samaritan PAD 360P Trainer มีสถานการณ์จำลองในการฝึกที่โปรแกรมมาจากโรงงานทั้งหมดหกสถานการณ์ (สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับสถานการณ์จำลอง โปรดดูหัวข้อสถานการณ์จำลองในการฝึกของคู่มือนี้) ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนสถานการณ์จำลองได้โดยการกดปุ่มหมายเลขที่เหมาะสมบนรีโมตคอนโทรล เช่น เมื่อกด '3' จะเป็นการเลือกสถานการณ์จำลองการฝึกที่สาม เมื่อเปลี่ยนสถานการณ์จำลองแล้ว อุปกรณ์จะทำงานดังรายละเอียดในหัวข้อสถานการณ์จำลอง อุปกรณ์จะทำงานในสถานการณ์จำลองนี้จนกว่าจะมีการเลือกสถานการณ์จำลองใหม่

HeartSine samaritan PAD 360P Trainer มีสถานการณ์จำลองในการฝึกที่โปรแกรมมาจากโรงงานทดสอบการให้เลือกใช้ สถานการณ์ที่โปรแกรมมาจากโรงงานทั้งหมดสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติ AHA/ERC 2015 รายละเอียดของสถานการณ์จำลองดังกล่าวมีดังนี้

สถานการณ์ 1

- | | | |
|----------------------------|---|---|
| 1. โหมดตั้งค่า | - | "เรียกขอความช่วยเหลือทางการแพทย์", "ดึงแถบสีเขียว" ฯลฯ |
| 2. การดำเนินการของผู้ใช้ | - | ต้องกดปุ่ม "แผ่นปิดหน้าอก" เพื่อยืนยันว่าติดอิเล็กโทรดแล้ว |
| 3. โหมดตรวจติดตาม | - | "กำลังประเมินจังหวะการเต้นของหัวใจ", "ห้ามสัมผัสตัวผู้ป่วย" ฯลฯ |
| 4. แนะนำให้ซื้อกระดุนหัวใจ | - | HeartSine samaritan PAD 360P จะจำลองการซื้อโดยอัตโนมัติ |
| 5. โหมด CPR | - | ผู้ใช้ต้องทำ CPR ภายใต้คำแนะนำตามความจำเป็น |
| 6. โหมดตรวจติดตาม | - | "กำลังประเมินจังหวะการเต้นของหัวใจ", "ห้ามสัมผัสตัวผู้ป่วย" ฯลฯ |
| 7. ไม่ต้องซื้อกระดุนหัวใจ | - | |
| 8. โหมด CPR | - | ผู้ใช้ต้องทำ CPR ภายใต้คำแนะนำตามความจำเป็น |
| 9. ทำซ้ำ | - | ทำซ้ำขั้นตอน 6 ถึง 8 จนกว่าจะมีการกดปุ่ม 'เปิด/ปิด' |

สถานการณ์ 2

- | | | |
|----------------------------|---|---|
| 1. โหมดตั้งค่า | - | "เรียกขอความช่วยเหลือทางการแพทย์", "ดึงแถบสีเขียว" ฯลฯ |
| 2. การดำเนินการของผู้ใช้ | - | ต้องกดปุ่ม "แผ่นปิดหน้าอก" เพื่อยืนยันว่าติดอิเล็กโทรดแล้ว |
| 3. โหมดตรวจติดตาม | - | "กำลังประเมินจังหวะการเต้นของหัวใจ", "ห้ามสัมผัสตัวผู้ป่วย" ฯลฯ |
| 4. ไม่ต้องซื้อกระดุนหัวใจ | - | |
| 5. โหมด CPR | - | ผู้ใช้ต้องทำ CPR ภายใต้คำแนะนำตามความจำเป็น |
| 6. โหมดตรวจติดตาม | - | "กำลังประเมินจังหวะการเต้นของหัวใจ", "ห้ามสัมผัสตัวผู้ป่วย" ฯลฯ |
| 7. แนะนำให้ซื้อกระดุนหัวใจ | - | HeartSine samaritan PAD 360P จะจำลองการซื้อโดยอัตโนมัติ |
| 8. โหมด CPR | - | ผู้ใช้ต้องทำ CPR ภายใต้คำแนะนำตามความจำเป็น |
| 9. ทำซ้ำ | - | ทำซ้ำขั้นตอน 6 ถึง 8 จนกว่าจะมีการกดปุ่ม 'เปิด/ปิด' |

สถานการณ์ 3

- | | | |
|----------------------------|---|---|
| 1. อิเล็กโทรด | - | อุปกรณ์จะสมมติว่ามีการติดอิเล็กโทรดเรียบร้อยแล้ว |
| 2. โหมดตรวจติดตาม | - | "กำลังประเมินจังหวะการเต้นของหัวใจ", "ห้ามสัมผัสตัวผู้ป่วย" ฯลฯ |
| 3. ตรวจสอบแผ่นติดหน้าอก | - | "ตรวจสอบแผ่นติดหน้าอก" |
| 4. การดำเนินการของผู้ใช้ | - | ต้องกดปุ่ม "แผ่นติดหน้าอก" เพื่อยืนยันว่าติดอิเล็กโทรดแล้ว |
| 5. โหมดตรวจติดตาม | - | "กำลังประเมินจังหวะการเต้นของหัวใจ", "ห้ามสัมผัสตัวผู้ป่วย" ฯลฯ |
| 6. แนะนำให้ซื้อกระตุกหัวใจ | - | HeartSine samaritan PAD 360P จะจำลองการช็อกโดยอัตโนมัติ |
| 7. โหมด CPR | - | ผู้ใช้ต้องทำ CPR ภายใต้คำแนะนำตามความเป็น |
| 8. โหมดตรวจติดตาม | - | "กำลังประเมินจังหวะการเต้นของหัวใจ", "ห้ามสัมผัสตัวผู้ป่วย" ฯลฯ |
| 9. ไม่ต้องซื้อกระตุกหัวใจ | - | |
| 10. โหมด CPR | - | ผู้ใช้ต้องทำ CPR ภายใต้คำแนะนำตามความเป็น |
| 11. ทำซ้ำ | - | ทำซ้ำขั้นตอน 3 ถึง 10 จนกว่าจะมีการกดปุ่ม 'เปิด/ปิด' |

สถานการณ์ 4

- | | | |
|----------------------------|---|---|
| 1. อิเล็กโทรด | - | อุปกรณ์จะสมมติว่ามีการติดอิเล็กโทรดเรียบร้อยแล้ว |
| 2. โหมดตรวจติดตาม | - | "กำลังประเมินจังหวะการเต้นของหัวใจ", "ห้ามสัมผัสตัวผู้ป่วย" ฯลฯ |
| 3. แนะนำให้ซื้อกระตุกหัวใจ | - | HeartSine samaritan PAD 360P จะจำลองการช็อกโดยอัตโนมัติ |
| 4. โหมด CPR | - | ผู้ใช้ต้องทำ CPR ภายใต้คำแนะนำตามความเป็น |
| 5. โหมดตรวจติดตาม | - | "กำลังประเมินจังหวะการเต้นของหัวใจ", "ห้ามสัมผัสตัวผู้ป่วย" ฯลฯ |
| 6. แนะนำให้ซื้อกระตุกหัวใจ | - | HeartSine samaritan PAD 360P จะจำลองการช็อกโดยอัตโนมัติ |
| 7. โหมด CPR | - | ผู้ใช้ต้องทำ CPR ภายใต้คำแนะนำตามความเป็น |
| 8. โหมดตรวจติดตาม | - | "กำลังประเมินจังหวะการเต้นของหัวใจ", "ห้ามสัมผัสตัวผู้ป่วย" ฯลฯ |
| 9. ไม่ต้องซื้อกระตุกหัวใจ | - | |
| 10. โหมด CPR | - | ผู้ใช้ต้องทำ CPR ภายใต้คำแนะนำตามความเป็น |
| 11. ทำซ้ำ | - | ทำซ้ำขั้นตอน 5 ถึง 10 จนกว่าจะมีการกดปุ่ม 'เปิด/ปิด' |

สถานการณ์ 5

สถานการณ์ 5 จะเหมือนกับสถานการณ์ 1 แต่จะมีเสียงสัญญาณแจ้งว่าควรจะช่วยหายใจเมื่อใดขณะอยู่ในโหมด CPR

- | | | |
|----------------------------|---|--|
| 1. โหมดตั้งค่า | - | "เรียกขอความช่วยเหลือทางการแพทย์", "ดึงแถบสีเขียว" ฯลฯ |
| 2. การดำเนินการของผู้ใช้ | - | ต้องกดปุ่ม "แผ่นติดหน้าอก" เพื่อยืนยันว่าติดอิเล็กโทรดแล้ว |
| 3. โหมดตรวจติดตาม | - | "กำลังประเมินจังหวะการเต้นของหัวใจ", "ห้ามสัมผัสตัวผู้ป่วย" ฯลฯ |
| 4. แนะนำให้ช็อกกระตุกหัวใจ | - | HeartSine samaritan PAD 360P จะจำลองการช็อกโดยอัตโนมัติ |
| 5. โหมด CPR | - | ผู้ใช้ต้องทำ CPR ภายใต้คำแนะนำตามความจำเป็น ซึ่งจะมี เสียงสัญญาณเพื่อบอกให้รู้ว่าควรจะช่วยหายใจเมื่อใด ได้แก่ เสียงเมโทรมจะเปลี่ยนจาก "บีป" เป็น "ติ๊ก" ทุกๆ การกดสิบครั้ง |
| 6. โหมดตรวจติดตาม | - | "กำลังประเมินจังหวะการเต้นของหัวใจ", "ห้ามสัมผัสตัวผู้ป่วย" ฯลฯ |
| 7. ไม่ต้องช็อกกระตุกหัวใจ | - | |
| 8. โหมด CPR | - | ผู้ใช้ต้องทำ CPR ภายใต้คำแนะนำตามความจำเป็น ซึ่งจะมี เสียงสัญญาณเพื่อบอกให้รู้ว่าควรจะช่วยหายใจเมื่อใด ได้แก่ เสียงเมโทรมจะเปลี่ยนจาก "บีป" เป็น "ติ๊ก" ทุกๆ การกดสิบครั้ง |
| 9. ทำซ้ำ | - | ทำซ้ำขั้นตอน 6 ถึง 8 จนกว่าจะมีการกดปุ่ม 'เปิด/ปิด' |

สถานการณ์ 6

สถานการณ์ 6 จะเหมือนกับสถานการณ์ 2 แต่จะมีเสียงสัญญาณแจ้งว่าควรจะช่วยหายใจเมื่อใดขณะอยู่ในโหมด CPR

- | | | |
|----------------------------|---|---|
| 1. โหมดตั้งค่า | - | "เรียกขอความช่วยเหลือทางการแพทย์", "ดึงแถบสีเขียว" ฯลฯ |
| 2. การดำเนินการของผู้ใช้ | - | ต้องกดปุ่ม "แผ่นติดหน้าอก" เพื่อยืนยันว่าติดอิเล็กโทรดแล้ว |
| 3. โหมดตรวจติดตาม | - | "กำลังประเมินจังหวะการเต้นของหัวใจ", "ห้ามสัมผัสตัวผู้ป่วย" ฯลฯ |
| 4. ไม่ต้องซื้อกระด้นหัวใจ | | |
| 5. โหมด CPR | - | ผู้ใช้ต้องทำ CPR ภายใต้คำแนะนำตามความจำเป็น ซึ่งจะมี เสียงสัญญาณเพื่อบอกให้รู้ว่าควรจะช่วยหายใจเมื่อใด ได้แก่ เสียงเมโทรมจะเปลี่ยนจาก "บีป" เป็น "ตึก" ทุกๆ การกดสิบครั้ง |
| 6. โหมดตรวจติดตาม | - | "กำลังประเมินจังหวะการเต้นของหัวใจ", "ห้ามสัมผัสตัวผู้ป่วย" ฯลฯ |
| 7. แนะนำให้ซื้อกระด้นหัวใจ | - | HeartSine samaritan PAD 360P จะจำลองการซื้อโดยอัตโนมัติ |
| 8. โหมด CPR | - | ผู้ใช้ต้องทำ CPR ภายใต้คำแนะนำตามความจำเป็น ซึ่งจะมี เสียงสัญญาณเพื่อบอกให้รู้ว่าควรจะช่วยหายใจเมื่อใด ได้แก่ เสียงเมโทรมจะเปลี่ยนจาก "บีป" เป็น "ตึก" ทุกๆ การกดสิบครั้ง |
| 9. ทำซ้ำ | - | ทำซ้ำขั้นตอน 6 ถึง 8 จนกว่าจะมีการกดปุ่ม 'เปิด/ปิด' |

รีโมตคอนโทรลช่วยให้ผู้ฝึกอบรมสามารถควบคุมสถานการณ์จำลองได้ด้วยตนเอง เมื่อเปิดเครื่องแล้ว HeartSine samaritan PAD 360P Trainer จะทำงานดังรายละเอียดในรายการสถานการณ์จำลองในการฝึก ผู้ฝึกอบรมสามารถเปลี่ยนการทำงานนี้ได้โดยการกดปุ่ม 'ต้องช็อกกระตุ้น', 'ไม่ต้องช็อกกระตุ้น' หรือ 'ிட்டแผน' ติดหน้าอกอิเล็กทรอนิกส์



ต้องช็อกกระตุ้น

การกดปุ่ม 'ต้องช็อกกระตุ้น' จะทำให้ HeartSine samaritan PAD 360P Trainer ยกเลิกสถานการณ์จำลองในการฝึกที่เลือกไว้และทำการจำลองจังหวะการเต้นของหัวใจที่จำเป็นต้องช็อกกระตุ้น ช่วงการวิเคราะห์ที่ตามมาแต่ละช่วงจะแนะนำให้ทำการช็อกกระตุ้น จนกว่าจะปิด Trainer หรือมีการกดปุ่ม 'ไม่ต้องช็อกกระตุ้น' บนรีโมตคอนโทรล



ไม่ต้องช็อกกระตุ้น

การกดปุ่ม 'ไม่ต้องช็อกกระตุ้น' จะทำให้ HeartSine samaritan PAD 360P Trainer ยกเลิกสถานการณ์จำลองในการฝึกที่เลือกไว้และทำการจำลองจังหวะการเต้นของหัวใจที่ไม่จำเป็นต้องช็อกกระตุ้น ช่วงการวิเคราะห์ที่ตามมาแต่ละช่วงจะแนะนำให้ไม่ต้องช็อกกระตุ้น จนกว่าจะปิด Trainer หรือมีการกดปุ่ม 'ต้องช็อกกระตุ้น' บนรีโมตคอนโทรล



ிட்டแผนติดหน้าอกอิเล็กทรอนิกส์

ถ้ามีการกดปุ่ม 'ிட்டแผนติดอิเล็กทรอนิกส์' Trainer จะแจ้งพร้อมต์ 'ிட்டแผนติดอิเล็กทรอนิกส์' ในระหว่างช่วงการวิเคราะห์ของการปฏิบัติการ Trainer จะแจ้งพร้อมต์ 'ிட்டแผนติดอิเล็กทรอนิกส์' ต่อไปจนกว่าจะกดปุ่ม 'ிட்டแผนติดอิเล็กทรอนิกส์' อีกครั้ง



การจัดการแบตเตอรี่ของ HeartSine samaritan PAD 360P Trainer

HeartSine samaritan PAD 360P Trainer มีแบตเตอรี่แบบชาร์จไฟใหม่ได้ ขอแนะนำให้คุณชาร์จแบตเตอรี่ของ HeartSine samaritan PAD 360P Trainer ให้เต็มก่อนเริ่มการฝึกอบรม

เมื่อชาร์จเต็มแล้ว จะสามารถใช้งาน HeartSine samaritan PAD 360P Trainer ได้ประมาณเจ็ดชั่วโมงก่อนจะต้องชาร์จใหม่

HeartSine samaritan PAD 360P Trainer จะตรวจสอบความจุของแบตเตอรี่ก่อนที่จะกำลังไฟจะหมด ก่อนแบตเตอรี่จะหมดอย่างน้อยหนึ่งชั่วโมง Trainer จะแจ้งข้อความต่อไปนี้:



“คำเตือน แบตเตอรี่อ่อน”

หากได้ยินคำเตือนนี้ คุณสามารถใช้ HeartSine samaritan PAD 360P Trainer ได้ต่อไปอีกเป็นเวลาจำกัด หากแบตเตอรี่ไม่มีกำลังไฟเหลืออยู่เลย อุปกรณ์ Trainer จะปิดการทำงาน ผู้ใช้ควรนำ Trainer ไปชาร์จแบตเตอรี่ใหม่

การชาร์จแบตเตอรี่ของ HeartSine samaritan PAD 360P Trainer

ในการชาร์จแบตเตอรี่ของ HeartSine samaritan PAD 360P Trainer อย่างปลอดภัย โปรดทำตามคำแนะนำด้านล่างนี้

- 1) ใส่อะแดปเตอร์เครื่องชาร์จลงในช่องด้านข้างของ HeartSine samaritan PAD 360P Trainer ตรวจสอบว่าใส่อะแดปเตอร์เข้าไปจนสุด
- 2) เสียบเครื่องชาร์จเข้ากับแหล่งจ่ายไฟหลัก
- 3) ชาร์จ Trainer ทั้งไว้ ไฟ LED แสดงสถานะการชาร์จแบตเตอรี่ (อยู่ข้างๆ ช่องชาร์จ) จะติดเป็นสีแดงเมื่อทำการชาร์จแบบเร็ว และจะกะพริบเมื่อชาร์จใกล้เต็ม เมื่อชาร์จเต็มแล้ว ไฟ LED จะดับลง การชาร์จ HeartSine samaritan PAD 360P Trainer ที่ไม่มีกำลังไฟเหลืออยู่ในแบตเตอรี่เลยจะใช้เวลาอย่างน้อยหกชั่วโมง
- 4) ถอดอะแดปเตอร์ออกจาก HeartSine samaritan PAD 360P Trainer เปิด Trainer เพื่อตรวจสอบว่าอุปกรณ์ทำงาน

หากมีการเปิด HeartSine samaritan PAD 360P Trainer ในระหว่างการชาร์จ ควรปิดเครื่องชาร์จแล้วเปิดใหม่อีกครั้งเพื่อเริ่มการชาร์จแบบเร็ว

ชาร์จ HeartSine samaritan PAD 360P Trainer ด้วยเครื่องชาร์จที่มากับอุปกรณ์เท่านั้น การใช้อุปกรณ์ชาร์จอื่นใดจะทำให้การรับประกันเป็นโมฆะและอาจทำให้ HeartSine samaritan PAD 360P Trainer เสียหาย

HeartSine samaritan PAD 360P Trainer และเครื่องชาร์จออกแบบมาสำหรับใช้ภายในอาคารเท่านั้น ห้ามใช้ในสภาพแวดล้อมที่เปียกหรือชื้น

ภายในเครื่อง HeartSine samaritan PAD 360P Trainer, Trainer-Pak หรือเครื่องชาร์จไม่มีชิ้นส่วนที่ผู้ใช้สามารถจัดการได้ ไม่ควรเปิดตัวเครื่องของผลิตภัณฑ์เหล่านี้ หากเครื่องเกิดทำงานผิดพลาดซึ่งพบได้น้อย โปรดติดต่อตัวแทนจัดจำหน่ายโดยทันที

แบตเตอรี่ของรีโมตคอนโทรล

รีโมตคอนโทรลของ HeartSine samaritan PAD 360P Trainer มีไฟเตือนแบตเตอรี่อ่อน หากไฟเตือนนี้กะพริบเป็นสีแดงสองครั้งหลังจากกดปุ่มบนรีโมตคอนโทรล แสดงว่าจะต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่ของรีโมตคอนโทรล

รีโมตคอนโทรลใช้แบตเตอรี่ขนาด AAA มาตรฐานสองก้อน

สามารถเปลี่ยนแบตเตอรี่ได้โดยการถอดฝาปิดของใส่แบตเตอรี่ที่ด้านหลังของรีโมตคอนโทรล



การใส่แบตเตอรี่รีโมตคอนโทรลขณะกดปุ่มปิดจะทำให้รีโมตคอนโทรลเข้าสู่โหมดจับคู่และสร้าง ID การส่งสัญญาณขึ้นใหม่ ซึ่งจะแตกต่างจาก ID ที่จัดเก็บไว้ล่วงหน้าในเครื่อง Trainer หากเกิดกรณีนี้โดยไม่ตั้งใจ จะต้องทำการจับคู่ให้เสร็จสมบูรณ์เพื่อจับคู่อุปกรณ์รีโมตคอนโทรลกับ HeartSine samaritan PAD 360P Trainer ใหม่อีกครั้ง

การเปลี่ยนแบตเตอรี่ตามปกติจะไม่ทำให้เกิดปัญหานี้เนื่องจากการจับคู่จะเริ่มต้นเฉพาะเมื่อกดปุ่มปิดไว้ด้วย

เครื่องมือการกำหนดค่า HeartSine samaritan PAD 360P Trainer

เครื่องมือการกำหนดค่า HeartSine samaritan PAD 360P Trainer เป็นซอฟต์แวร์ที่สามารถดาวน์โหลดได้ฟรีจากเว็บไซต์ HeartSine ([heartsine.com](https://www.heartsine.com)) ซอฟต์แวร์นี้ใช้สำหรับอัปเดตเครื่อง Trainer โดยมีตัวเลือกดังต่อไปนี้

ภาษา

สามารถตั้งโปรแกรม HeartSine samaritan PAD 360P Trainer ใหม่ ให้ทำงานโดยแจ้งเสียงพร้อมต้นในภาษาที่เลือก โปรดดาวน์โหลดคู่มือสำหรับผู้ใช้งานเครื่องมือการกำหนดค่า HeartSine samaritan PAD 360P Trainer ฉบับล่าสุดจากเว็บไซต์ HeartSine เพื่อดูคำแนะนำในการเลือกภาษา

การจับคู่อุปกรณ์รีโมตคอนโทรลกับ HeartSine samaritan PAD 360P Trainer

HeartSine samaritan PAD 360P Trainer แต่ละเครื่องจะมีรีโมตคอนโทรลเฉพาะสำหรับควบคุมการทำงาน ทั้งนี้เพื่อให้สามารถใช้งานอุปกรณ์หลายเครื่องได้ในบริเวณใกล้เคียงกันโดยไม่เกิดการรบกวนสัญญาณ ในกรณีที่รีโมตคอนโทรลไม่สามารถส่งงาน Trainer ได้ซึ่งพบได้น้อย คุณอาจจะต้องจับคู่อุปกรณ์รีโมตคอนโทรลกับ Trainer อีกครั้ง

สามารถใช้เครื่องมือการกำหนดค่า HeartSine samaritan PAD 360P Trainer เพื่อจับคู่อุปกรณ์รีโมตคอนโทรลกับ Trainer ได้ โปรดอ่านคำแนะนำโดยละเอียดในคู่มือสำหรับผู้ใช้งานซอฟต์แวร์

การระบุอุปกรณ์

HeartSine samaritan PAD 360P Trainer แต่ละเครื่องจะมีหมายเลขระบุระหว่าง 001 ถึง 255 ในระหว่างการผลิต รีโมตคอนโทรลสำหรับ Trainer แต่ละเครื่องจะมีหมายเลขระบุที่ตรงกับเครื่อง ในกรณีที่ใช้อุปกรณ์ส่งเครื่องซึ่งมีหมายเลข ID เดียวกันพร้อมกัน ให้ใช้เครื่องมือการกำหนดค่า HeartSine samaritan PAD 360P Trainer เพื่อกำหนดหมายเลขใหม่ให้กับอุปกรณ์ หลังจากกำหนดหมายเลข ID ใหม่แล้ว จะต้องจับคู่อุปกรณ์กับรีโมตคอนโทรลด้วย

ต่อไปนี้เป็นข้อมูลโดยสรุปเกี่ยวกับหลักพื้นฐานของการทำ CPR โดยผู้ชีพที่เป็นบุคคลทั่วไปตามที่สมาคมแพทย์โรคหัวใจอเมริกัน (AHA) และสภาการกู้ชีพยุโรป (ERC) แนะนำไว้ในแนวทางปฏิบัติที่จัดพิมพ์เมื่อปี 2015 สำหรับ CPR และ ECC ซึ่งแสดงไว้เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงต้นสำหรับผู้ที่ทำ CPR ที่ผ่านการฝึกอบรมเท่านั้น HeartSine แนะนำให้ผู้ใช้อาจต้องใช้ HeartSine samaritan PAD 360P ทุกคนเข้ารับการฝึกอบรมโดยองค์กรการฝึกอบรมที่มีศักยภาพ ทั้งในเรื่องการทำ CPR และการใช้งานเครื่อง HeartSine samaritan PAD 360P ก่อนที่จะนำ HeartSine samaritan PAD 360P ไปใช้งานจริง หากแนวทางปฏิบัติมีการเปลี่ยนแปลง จะสามารถอัปเดตซอฟต์แวร์ของ HeartSine samaritan PAD 360P เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางดังกล่าวได้ โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตของ HeartSine หรือบริษัท HeartSine Technologies โดยตรง

เรียกหน่วยบริการฉุกเฉิน
(1669/191/123 ฯลฯ).

เพื่อขอ AED.

ผู้ช่วยไม่ตอบสนอง

เรียกผู้ป่วยและเขย่าหัวไหล่

เรียกหน่วยบริการฉุกเฉิน




ดู สัมผัส ฟัง

เปิดทางเดินหายใจ ตรวจสอบการหายใจ




ทำ CPR ปฏิบัติตามแนวทางล่าสุด
ของ AHA หรือ ERC

ทำ CPR จนกว่าจะมี AED
หรือเมื่อแพทย์ฉุกเฉินมาถึง
ขอให้คนอื่นมาช่วยและสลับทำ
CPR กันคุณ



ใช้ AED ถ้ามี

ทำ CPR ต่อไปจนหน่วยบริการฉุกเฉิน
มาถึง สลับเปลี่ยนกับคนที่สองหลัง
จากทำหนึ่งรอบหรือครบ 2 นาที



คำแนะนำในการกำจัด

HeartSine samaritan PAD 360P Trainer เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ซ้ำได้ โดยมีระยะเวลารับประกันสองปีนับจากวันที่ผลิต หากทำการบำรุงรักษาตามคำแนะนำในคู่มือนี้

หากคุณต้องการกำจัด HeartSine samaritan PAD 360P Trainer ควรกำจัดทิ้งที่สถานรีไซเคิลที่เหมาะสมโดยปฏิบัติตามข้อกำหนดของประเทศ รัฐ และท้องถิ่น หรือส่งอุปกรณ์คืนให้กับตัวแทนจัดจำหน่ายในพื้นที่ของคุณหรือ HeartSine Technologies เพื่อกำจัดทิ้ง

การกำจัดทิ้งภายในสหภาพยุโรป:

ห้ามกำจัดทิ้ง HeartSine samaritan PAD 360P Trainer เป็นขยะทั่วไปที่ไม่มีการคัดแยก: แยก HeartSine samaritan PAD 360P Trainer ไว้ต่างหากเพื่อใช้ซ้ำหรือรีไซเคิลตามข้อกำหนด Directive 2002/96/EEC ของรัฐสภายุโรปและสภาของสหภาพยุโรปเกี่ยวกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เสีย (WEEE) หรือส่งคืนตัวแทนจัดจำหน่ายในพื้นที่ของคุณหรือ HeartSine Technologies เพื่อกำจัดทิ้ง

ข้อจำกัดในการรับประกัน

HeartSine Technologies หรือตัวแทนจัดจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตไม่มีภาระในการให้บริการ/ซ่อมแซมภายใต้การรับประกันหาก:

- ก. มีการดัดแปลงอุปกรณ์โดยไม่ได้รับอนุญาต
- ข. มีการใช้ส่วนประกอบที่ไม่ได้มาตรฐาน
- ค. ผู้ใช้งานไม่ได้ใช้อุปกรณ์ตามข้อบ่งชี้ในการใช้หรือตามคำแนะนำในคู่มือนี้
- ง. หมายเลขประจำอุปกรณ์ถูกลอกออก ชีตเข้า ไขผิด หรือแก้ไข
- จ. เกือบหรือใช้งานอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ หรือแบตเตอรี่ในสภาพแวดล้อมนอกเหนือจากที่กำหนดไว้
- ฉ. มีการทดสอบอุปกรณ์โดยวิธีที่ไม่ได้รับการรับรองหรือใช้อุปกรณ์ที่ไม่เหมาะสม (ดูหัวข้อการบำรุงรักษาในคู่มือนี้)

การร้องเรียนใดๆ ภายใต้การรับประกันจะต้องดำเนินการผ่านตัวแทนจัดจำหน่ายที่คุณซื้ออุปกรณ์มาในครั้งแรก ก่อนให้บริการภายใต้การรับประกัน HeartSine Technologies จะขอให้แสดงหลักฐานการซื้อผลิตภัณฑ์ การใช้งาน ผลิตภัณฑ์จะต้องเป็นไปตามคู่มือสำหรับผู้ใช้งานและใช้เพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุ หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อขอความช่วยเหลือจาก heartsinesupport@stryker.com



heartsine.com

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากเราได้ที่ **heartsinesupport@stryker.com** หรือเข้าไปที่เว็บไซต์ **heartsine.com**

ผลิตโดย:

HeartSine Technologies, Ltd.

203 Airport Road West

Belfast, BT3 9ED

สหราชอาณาจักร

โทรศัพท์: +44 28 9093 9400

โทรสาร: +44 28 9093 9401



© 2019 HeartSine Technologies. สงวนลิขสิทธิ์ Made in U.K.

H038-019-133-4 TH