

HeartSine® samaritan® PAD 500P

Desfibrilador automático externo con CPR Advisor™ integrado

Ficha técnica

Eslabón clave en la cadena de supervivencia

La resucitación cardiopulmonar (RCP) y los desfibriladores automáticos externos (DEA) son eslabones clave en la cadena de la supervivencia del paro cardíaco súbito (PCS). Algunos eventos cardíacos solo se tratan con una RCP efectiva. Otros requieren una combinación de RCP efectiva y la administración de una descarga administrada por un DEA para salvar la vida del paciente. De cualquier modo, cada minuto cuenta¹.

Solo sobrevive el diez por ciento de las víctimas de un PCS.² Sin embargo, las tasas de supervivencia aumentan hasta un 74 %³ si se administra una RCP y una descarga con un DEA en el plazo de tres minutos del colapso. La reducción del tiempo de respuesta en uno o dos minutos desde el colapso hasta la descarga puede suponer la diferencia entre la muerte y la supervivencia¹.

Gracias a las indicaciones de RCP en tiempo real, el desfibrilador automático externo (DEA) HeartSine samaritan PAD 500P (SAM 500P) con CPR Advisor satisface las necesidades de los dos eslabones clave de la cadena de supervivencia. El SAM 500P no solo puede administrar una descarga que salve la vida del paciente, sino que también proporciona indicaciones visuales y verbales en tiempo real al responsable del rescate sobre la frecuencia y la intensidad de las compresiones de la RCP durante una resucitación de un PCS (así, ayuda a dicho responsable de manera efectiva a realizar la RCP).



Indicaciones de la RCP en tiempo real



Indicaciones de la RCP en tiempo real

Las sencillas indicaciones visuales y sonoras guían al reanimador por el proceso de reanimación: le proporcionan retroalimentación sobre la fuerza y la frecuencia de las compresiones.

Durante la reanimación, el reanimador escuchará indicaciones sobre la fuerza de las compresiones («Presione más fuerte») o la frecuencia de las compresiones («Presione más rápido» o «Presione más lento»), o escuchará una indicación para que continúe («Compresiones correctas»).

Listo para administrar una descarga



Pediatric-Pak exclusivo

Garantiza la administración del nivel de energía recomendado por las directrices adecuado para niños de 1 a 8 años de edad y que pesen menos de 25 kg.



Alto grado de protección contra polvo y agua

La clasificación IP56, una de las altas del sector, permite su uso tanto en entornos interiores como exteriores.



Tecnología clínicamente validada⁴

Tecnología avanzada de electrodos y tecnología bifásica SCOPE (Self-Compensating Output Pulse Envelope) patentadas por la compañía, una forma de onda creciente y de baja energía que se ajusta automáticamente a las diferencias de impedancia de cada paciente.



Compacto y liviano

Con solo 1,1 kg de peso y una de las dimensiones más compactas, el DEA HeartSine se transporta fácilmente y cabe en espacios reducidos.

Mantenimiento sencillo



Dos piezas, una fecha de vencimiento

Cada DEA HeartSine incluye el innovador Pad-Pak, un cartucho integrado de batería y electrodos de un solo uso con una fecha de caducidad, por lo que solo es necesario un sencillo cambio cada cuatro años.



Mantenimiento de bajo coste

Con una vida útil de cuatro años, el Pad-Pak puede ofrecer un ahorro en comparación con otros desfibriladores que necesitan la sustitución independiente de la batería y los electrodos.



8 años de garantía

El DEA cuenta con una garantía limitada de 8 años.

Especificaciones

Desfibrilador
Forma de onda: SCOPE (Self-Compensating Output Pulse Envelope), la forma de onda optimizada con escalonamiento bifásico compensa la energía, la pendiente y la duración de la impedancia del paciente
Sistema de análisis del paciente
Método: Evalúa el ECG del paciente, la integridad del contacto con los electrodos y la impedancia del paciente para determinar si se requiere la desfibrilación
Sensibilidad/Especificidad: Conforme con IEC/EN 60601-2-4
Rango de impedancia: 20 - 230 ohms
Selección de energía
Pad-Pak: Primera descarga: 150 J Segunda descarga: 150 J Tercera descarga: 200 J
Pediatric-Pak: Primera descarga: 50 J Segunda descarga: 50 J Tercera descarga: 50 J
Tiempo de carga (típico): 150 J en < 8 segundos 200 J en < 12 segundos
Factores ambientales
Temperatura en funcionamiento/en reposo: 0 °C a 50 °C
Temperatura de transporte: 0 °C a 50 °C
Nota: La temperatura de los electrodos podría ser de hasta 50 °C si el dispositivo ha estado expuesto a estas condiciones
Humedad relativa: Entre el 5 y el 95 % sin condensación
Resistencia al agua: IEC 60529/ EN 60529 IPX6 con electrodos conectados y batería instalada
Resistencia al polvo: IEC 60529/ EN 60529 IP5X con electrodos conectados y batería instalada
Alojamiento: IEC/EN 60529 IP56
Altitud: De -381 a 4 575 metros
Impacto: MIL STD 810F Método 516.5, Procedimiento 1 (40G)

Vibración: MIL STD 810F, Método 514.5+ Procedimiento 1
Categoría 4, Transporte en camión (carreteras EE. UU.)
Categoría 7, Transporte aéreo (Jet 737 y aviación general)
Presión atmosférica: 572 hPa a 1060 hPa (429 mmHg a 795 mmHg)
CEM: IEC/EN 60601-1-2
Emisiones radiadas: IEC/EN 55011
Descarga electrostática: IEC/EN 61000-4-2 (8 kV)
Inmunidad a RF: IEC/EN 61000-4-3 80 MHz -2,5 GHz, (10 V/m)
Inmunidad a campos magnéticos: IEC/EN 61000-4-8 (3 A/m)
Transporte aéreo: RTCA/DO-160G, Sección 21 (Categoría M)
RTCA/DO-227 (TSO/ETSO-C142a/ EASA.21O.10042190)
Altura de caída: 1 metro

Características físicas (con el Pad-Pak insertado)
Tamaño: 20 cm x 18,4 cm x 4,8 cm
Peso: 1,1 kg

Almacenamiento de datos
Tipo de memoria: Memoria interna
Almacenamiento en memoria: 90 minutos de ECG (toda la información) y registro de eventos/incidentes
Revisión: Cable de datos USB adaptado (opcional) conectado directamente a PC y software de evaluación de datos Saver EVO para Windows

Materiales utilizados
Carcasa del desfibrilador: ABS, santoprene
Electrodos: Hidrogel, plata, aluminio y poliéster

Garantía
DEA: Garantía limitada de 8 años

Cartucho de batería y electrodos de Pad-Pak
Vida útil/Duración en modo en espera: Consulte la fecha de caducidad del Pad-Pak/Pediatric-Pak
Peso: 0,2 kg
Tamaño: 10 cm x 13,3 cm x 2,4 cm
Tipo de batería: Cartucho combinado desechable de un solo uso con batería y electrodos de desfibrilación (dióxido de litio y manganeso [LiMnO ₂], 18 V)
Capacidad de la batería (nueva): > 60 descargas a 200 J o 6 horas de batería
Electrodos: Los parches de desfibrilación desechables se suministran como componente estándar con cada dispositivo
Ubicación de los electrodos: Colocación anterolateral (adulto)
Anteroposterior o anterolateral (pediátrico)
Superficie activa de los electrodos: 100 cm ²
Longitud del cable de los electrodos: 1 metro
Pruebas de seguridad para transporte aéreo (Pad-Pak certificado por TSO/ETSO): RTCA/DO-227 (TSO/ETSO-C142a/ EASA.21O.10042190)

Referencias

1. Mosesso Jr VN, et al. Proceedings of the National Center for Early Defibrillation Police AED Issues Forum. *Prehospital Emergency Care*. 2002;6(3):273–82.
2. Kiguchi T, Okubo M, Nishiyama C, et al. Out-of-hospital cardiac arrest across the world: first report from the International Liaison Committee on Resuscitation (ILCOR). *Resuscitation*. 2020;doi: <https://doi.org/10.1016/j.resuscitation.2020.02.044>.
3. Valenzuela TD, et al. Outcomes of Rapid Defibrillation by Security Officers After Cardiac Arrest in Casinos. *New England Journal of Medicine*. 2000;343:1206-09.
4. Walsh SJ, McClelland A, Owens CG, et al. Efficacy of distinct energy delivery protocols comparing two biphasic defibrillators for cardiac arrest. *Am J Cardiol*. 2004;94:378–380.

Todas las afirmaciones son válidas a fecha de 09/2025.

Para obtener más información, contacte con su representante de Stryker o visite nuestra página web [stryker.com](https://www.stryker.com)

Emergency Care Public Access

Los usuarios del DEA deben recibir formación sobre RCP y el uso del DEA. Si bien no es posible garantizar la reanimación de todas las personas, los estudios demuestran que una desfibrilación precoz puede mejorar drásticamente las tasas de supervivencia. Los DEA están destinados a su uso con pacientes adultos y pediátricos. Los DEA pueden usarse con pacientes pediátricos de menos de 25 kg de peso, pero algunos modelos requieren electrodos de desfibrilación por separado.

La información presente tiene como fin mostrar la gama de productos de Stryker. Consulte las instrucciones de uso para obtener instrucciones completas para indicaciones de uso, contraindicaciones, advertencias, precauciones y posibles acontecimientos adversos antes de utilizar cualquier producto de Stryker. Es posible que no todos los productos estén disponibles en todos los mercados, puesto que la disponibilidad de los mismos depende de la práctica clínica o reglamentaria de cada mercado. Contacte con su representante si tiene alguna pregunta sobre la disponibilidad de los productos de Stryker en su zona. Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso. Los productos descritos cuentan con el marcado CE según los reglamentos y directivas de la UE.

Stryker o entidades empresariales asociadas poseen, hacen uso o han solicitado las siguientes marcas comerciales o de servicio: CPR Advisor, HeartSine, Pad-Pak, Pediatric-Pak, samaritan, Saver EVO, SCOPE, Stryker. El resto de marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

CE HeartSine samaritan PAD es un dispositivo de clase III – 0123 de acuerdo con el MDR de la UE. Pad-Pak y Pediatric Pak tienen la **0123** clasificación CE clase IIb – 0123 de acuerdo con el MDR de la UE.

 HeartSine samaritan PAD: UL Classified. Consulte el etiquetado completo del producto.

Fecha de publicación: 09/2025

Fabricado en el Reino Unido.

HeartSine SAM 500P no se comercializa en EE. UU.

EC-HS-FACT-1534540_REV-0_es_es

Copyright © 2025 Stryker.



HeartSine Technologies, Ltd.
207 Airport Road West
Belfast
Northern Ireland
BT3 9ED
United Kingdom
Tel +44 28 9093 9400
heartsinesupport@stryker.com
[heartsine.com](https://www.heartsine.com)

Distribuido por:

C/ Sepúlveda, 17
28108 Alcobendas (Madrid)
Spain
Tel +34 91 728 35 00
Fax +34 91 358 07 48