

La famiglia

# HeartSine® samaritan® PAD



|                                                                                                                                                                                                                                                | HeartSine<br>samaritan PAD<br>SAM 350P | HeartSine<br>samaritan PAD<br>SAM 360P | HeartSine<br>samaritan PAD<br>SAM 500P<br>con CPR Advisor™ |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Feedback in tempo reale sulla frequenza e la profondità delle compressioni, basato sull'acquisizione del cardiogramma ad impedenza ICG ("Premere più forte", "Premere più velocemente", "Premere più lentamente", "Compressioni ben eseguite") |                                        |                                        | X                                                          |
| Assistenza CPR con metronomo                                                                                                                                                                                                                   | X                                      | X                                      | X                                                          |
| Somministrazione completamente automatica della scarica                                                                                                                                                                                        |                                        | X                                      |                                                            |
| Somministrazione semi-automatica della scarica                                                                                                                                                                                                 | X                                      |                                        | X                                                          |
| Elevato livello di protezione contro l'ingresso di polvere e acqua (IP56)                                                                                                                                                                      | X                                      | X                                      | X                                                          |
| Batteria ed elettrodi integrati per manutenzione con un'unica sostituzione                                                                                                                                                                     | X                                      | X                                      | X                                                          |
| Quattro anni di durata per elettrodi e batteria                                                                                                                                                                                                | X                                      | X                                      | X                                                          |
| Protocollo a bassa energia incrementale (SCOPE)                                                                                                                                                                                                | X                                      | X                                      | X                                                          |
| Intervallo di impedenza nel campo operativo compreso tra 20 e 230 Ohm                                                                                                                                                                          | X                                      | X                                      | X                                                          |
| Metronomo audio-visivo per una guida sul ritmo della CPR                                                                                                                                                                                       | X                                      | X                                      | X                                                          |
| Compatto, portatile e leggero                                                                                                                                                                                                                  | X<br>1.1 kg (2.4 lb)                   | X<br>1.1 kg (2.4 lb)                   | X<br>1.1 kg (2.4 lb)                                       |
| Compatibile per uso pediatrico                                                                                                                                                                                                                 | X                                      | X                                      | X*                                                         |
| Tempo di registrazione dell'ECG di 90 minuti                                                                                                                                                                                                   | X                                      | X                                      | X                                                          |
| Auto-test automatici                                                                                                                                                                                                                           | X                                      | X                                      | X                                                          |
| Aggiornamento software in loco                                                                                                                                                                                                                 | X                                      | X                                      | X                                                          |
| Custodia inclusa                                                                                                                                                                                                                               | X                                      | X                                      | X                                                          |

\* Quando in uso con Pediatric-Pak, il CPR Advisor è disabilitato.

Tutte le informazioni riportate sono aggiornate al mese di 08/2025.

Per ulteriori informazioni La preghiamo di contattare il Suo rappresentante Stryker o visitare il nostro sito internet [stryker.com](http://stryker.com)

## Emergency Care Public Access

Gli utilizzatori del DAE dovrebbero ricevere una formazione sulla RCP e sull'utilizzo del DAE. Anche se non è possibile salvare tutti, gli studi dimostrano che una defibrillazione precoce può aumentare notevolmente i tassi di sopravvivenza. I DAE sono indicati per l'uso su adulti e bambini. I DAE possono essere utilizzati su bambini di peso inferiore a 25 kg, ma alcuni modelli richiedono elettrodi di defibrillazione disponibili separatamente.

Le informazioni presentate hanno lo scopo di presentare l'offerta di prodotti di Stryker. Prima di utilizzare qualsiasi prodotto Stryker consultare le Istruzioni operative per istruzioni d'uso complete, indicazioni, controindicazioni, avvertenze, precauzioni e potenziali eventi avversi. I prodotti potrebbero non essere disponibili in tutti i mercati, dato che la disponibilità del prodotto è soggetta alle prassi normative e/o mediche nei singoli mercati. Si prega di contattare il proprio rappresentante Stryker nel caso in cui si abbiano domande sulla disponibilità dei prodotti Stryker nell'area di appartenenza. Le descrizioni qui contenute possono essere modificate senza preavviso. I prodotti raffigurati hanno marchio CE, in conformità con le leggi e direttive UE applicabili.

Stryker o le sue entità affiliate possiedono, adottano o hanno fatto richiesta dei seguenti marchi commerciali o marchi di servizio: CPR Advisor, HeartSine, Pad-Pak, Pediatric-Pak, samaritan, SCOPE, Stryker. Tutti gli altri marchi commerciali sono marchi commerciali dei rispettivi proprietari o titolari.

**CE** L'HeartSine samaritan PAD è un dispositivo di classe III – 0123 in conformità con la direttiva UE MDR. Pad-Pak e Pediatric Pak sono **0123** dispositivi CE di classe IIb – 0123, anch'essi in conformità con la direttiva UE MDR.

 HeartSine samaritan PAD: Classificato UL. Vedere il marchio completo sul prodotto.

Data di pubblicazione: 08/2025

IT

Fabbricato nel Regno Unito.

HeartSine SAM 500P non è disponibile per la vendita negli Stati Uniti.

EC-HS-COMP-1535338\_REV-0\_it\_it

Copyright © 2025 Stryker.



HeartSine Technologies, Ltd.  
207 Airport Road West  
Belfast  
Northern Ireland  
BT3 9ED  
United Kingdom  
Tel +44 28 9093 9400  
[heartssupport@stryker.com](mailto:heartssupport@stryker.com)  
[heartssine.com](http://heartssine.com)

### Distribuito da:

Via degli Olmetti, 1  
Formello 00060  
Italy  
Tel +39 06 901041  
Fax +39 06 90400444