

# samaritan® PAD 350P Trainer

## Desfibrilador con control remoto para entrenamiento

### Permite demostraciones realistas y retención superior para entrenamiento

El samaritan PAD Trainer con control remoto es un desfibrilador de entrenamiento fácil de usar que guía a los usuarios a través de un análisis simulado, una descarga de energía y una Resucitación Cardiopulmonar (RCP) con intervalos indicados. Tiene el mismo aspecto y se siente igual que un verdadero desfibrilador de acceso público samaritan PAD 350P, pero no permite la carga y la descarga eléctrica real.



3/31/14

HeartSine  
350P Trainer flyer

ES

- Finish size 8.5 x 11  
- CMYK  
- 4/4  
- 300 dpi  
- Bleeds two sides  
- Stock and quantity TBD

FRONT

### Simula el rango total de escenarios de la “vida real”

El control remoto multifunción permite seleccionar seis escenarios de AHA/ERC para demostraciones en vivo o entrenamiento. El control remoto puede incluso operar varias unidades de entrenamiento al mismo tiempo (dentro de un rango de 10 a 15 pies/3 a 5 metros). El Trainer también es compatible con cualquier sistema de RCP con maniqués.

### Realista

Las instrucciones auditivas y visuales y el asistente de RCP son iguales a los del desfibrilador samaritan PAD de HeartSine. El tamaño y la forma también son iguales. La etiqueta distintiva y el color de la membrana evitan su uso involuntario en una emergencia real.

### Apropiado para cualquier nivel de destreza

El Trainer puede ser usado por compañías para entrenar a sus empleados de primeros auxilios en el uso del samaritan PAD de HeartSine. Además, satisface las necesidades de entrenadores profesionales, ya sea para capacitar a usuarios primerizos o refrescar el conocimiento de socorristas experimentados.

### Rentable

El Trainer funciona con una batería recargable. Las almohadillas de electrodos son rentables y reutilizables, e imitan al exclusivo cartucho de batería/electrodos Pad-Pak™ del desfibrilador samaritan PAD de HeartSine.



**Producto integral.** El paquete del samaritan PAD Trainer de HeartSine incluye: control remoto con pilas AAA, Trainer-Pak, cargador de la batería, estuche blando de transporte con dos compartimientos con cierre relámpago, manual de usuario, cable de transferencia de datos y cinco pares de almohadillas de electrodos para entrenamiento.

### Escenarios

El samaritan PAD Trainer de HeartSine ofrece escenarios de rescate realistas para entrenamiento en el uso de DEA y cumple con el protocolo 2010 de AHA/ERC de una descarga seguida por dos minutos de RCP. Un metrónomo y una señal intermitente a 110 latidos por minuto ayudan a establecer el ritmo adecuado para las compresiones torácicas.

Algunos de los escenarios de entrenamiento que se pueden elegir son:

- ▶ Condición en la que SE RECOMIENDA DESCARGA (SA), seguida de RCP
- ▶ Condición en la que NO SE RECOMIENDA DESCARGA (NSA), seguida de RCP
- ▶ CONTROL CON ALMOHADILLAS, seguido de una condición SA y RCP
- ▶ Comienzo con modo de “ANÁLISIS”, seguido por SA y RCP, SA y RCP, y NSA y RCP
- ▶ Condición en la que SE RECOMIENDA DESCARGA (SA), seguida de RCP, 30 compresiones y 2 respiraciones boca a boca
- ▶ Condición en la que NO SE RECOMIENDA DESCARGA (NSA), seguida de RCP, 30 compresiones y 2 respiraciones boca a boca



## Características y detalles del producto

GUIDELINES  
CPR ECC  
2010

### Características

**Mecanismo de rebobinado de cable.** La fácil reposición de las almohadillas y los cables después de cada sesión reduce el tiempo invertido en reconfigurar el sistema. ▶**NUEVO**

**Batería recargable.** Funciona hasta siete horas, es decir, un día completo de entrenamiento, con una sola carga. Se recarga en sólo cuatro horas. ▶**MEJORADO**

**Indicador de estado de la batería.** Cuenta con luces LED que indican el estado de carga de la batería (mientras no está en uso) o que queda una hora de batería restante (durante el uso). ▶**NUEVO**

**Botón de pausa.** Detiene temporalmente, y luego reanuda, el escenario de entrenamiento para permitir que el instructor ofrezca explicaciones adicionales y apoyo a la clase.


**Configuración de volumen.** Cuatro niveles de volumen disponibles con selección predeterminada del último nivel de volumen utilizado. ▶**MEJORADO**

**Múltiples escenarios de entrenamiento.** Seis escenarios de AHA/ERC preprogramados. ▶**MEJORADO**

**Almohadillas de entrenamiento.** Incluye cinco pares de almohadillas de electrodos reutilizables y reemplazables. Compatibles con todos los maniqués para entrenamiento, las nuevas almohadillas de electrodos son más fáciles de volver a colocar en su funda. ▶**MEJORADO**

**Actualizable.** Las actualizaciones del software del Trainer están disponibles en el sitio web de HeartSine.

**Opciones de idioma.** Veintinueve opciones de idioma permiten que el Trainer proporcione instrucciones en el idioma local.



3/31/14

HeartSine  
350P Trainer flyer

ES

- Finish size 8.5 x 11
- CMYK
- 4/4
- 300 dpi
- Bleeds two sides
- Stock and quantity TBD

BACK

### Detalles del producto (TRN-350-xx)

#### Especificaciones

- ▶ Peso: 0,6 kg.
- ▶ Batería: Recargable
- ▶ Incluye: Control remoto con pilas AAA, Trainer-Pak, cargador de batería, estuche blando de transporte con dos compartimientos con cierre relámpago, manual de usuario, cable de transferencia de datos y cinco pares de almohadillas de electrodos para entrenamiento

#### Accesorios de repuesto

- ▶ Repuesto del control remoto (TRN-ACC-16)
- ▶ Cable de datos (PAD-ACC-02)
- ▶ Cartucho de electrodos Pad-Pak (TRN-PAK-04)
- ▶ Cargador de batería (TRN-ACC-14)
- ▶ Electrodos: 10/pak (TRN-ACC-02), 25/pak (TRN-ACC-03)



## Simple y sencillamente, salva vidas

Distribuidor autorizado

#### Estados Unidos/Américas

HeartSine Technologies, Inc.  
121 Friends Lane, Suite 400  
Newtown, PA 18940  
Línea gratuita: (866) 478 7463  
Teléfono: +1 215 860 8100  
Fax: +1 215 860 8192  
info@heartsine.com

#### Europa/resto del mundo

HeartSine Technologies, Inc.  
203 Airport Road West  
Belfast, Irlanda del Norte BT3 9ED  
Teléfono: +44 28 90 93 94 00  
Fax: +44 28 90 93 94 01  
info@heartsine.co.uk



Los productos que se describen en este folleto cumplen los requisitos aplicables de las Directrices Europeas sobre Dispositivos Médicos.

© 2014 HeartSine Technologies, Inc.  
Todos los derechos reservados. H009-032-220-0

 **HeartSine®**  
Inventor. Innovator. Lifesaver.

[www.heartsine.com](http://www.heartsine.com)