

samaritan® PAD 500P de HeartSine con asistente de RCP
Comparado con FRED easy de Schiller

4/15/14

HeartSine
500P
FRED easy
Competitive flyer

ES

- Finish size 8.5 x 11
- CMYK
- 300 dpi
- Bleeds two sides
- Stock and quantity TBD



samaritan® PAD 500P de HeartSine	
✓	Asistente de RCP basado en cardiograma de impedancia
✓	Compacto, portátil, liviano (2,4 lb/1,1 kg)
✓	La más alta protección contra el ingreso de polvo y humedad en la industria (IP56)
✓	Batería y electrodos integrados
✓	Electrodos con 4 años de vida útil
✓	Una sola fecha de vencimiento que controlar y una sola pieza que reemplazar después de la fecha de vencimiento
✓	Tiempo de carga generalmente de 150J en < 8 segundos y 200J en < 12 segundos
✓	Garantía de 10 años
✓	90 minutos de tiempo de registro de ECG
✓	Protocolo de baja energía creciente (SCOPE)
✓	Rango de impedancia operativa de 25 a 230 ohms
✓	Metrónomo audible y visible para indicación de ritmo de RCP
✓	Estuche de transporte incluido
✓	Indicaciones auditivas y visuales para facilitar el uso en ambientes ruidosos
✓	Autorrevisión automática
✓	Apto para uso pediátrico
✓	Actualizable en campo según los lineamientos más recientes de AHA/ERC
✓	Menor costo de propiedad, adquisición y operación

FRED easy de Schiller	
✗	No tiene asistente de RCP
✗	Más grande, más pesado (3,3 lb/1,5 kg)
✗	Menor calificación de resistencia al agua (IPX4)
✗	Batería y electrodos separados
✗	Electrodos con 2 años de vida útil
✗	Dos fechas de vencimiento que controlar y dos piezas que reemplazar después de la fecha de vencimiento
✗	Tiempo de carga < 25 segundos
✗	Garantía de 5 años
✗	30 minutos de tiempo de registro de ECG
✗	Forma de onda de descarga de energía cinética
✗	Rango de impedancia operativa de 30 a 175 ohms
✗	Metrónomo audible opcional (extra)
✗	No incluye estuche de transporte
✓	Indicaciones auditivas y visuales para facilitar el uso en ambientes ruidosos
✓	Autorrevisión automática
✓	Apto para uso pediátrico
✓	Actualizable en campo según los lineamientos más recientes de AHA/ERC

Estados Unidos/Américas

HeartSine Technologies, Inc.
121 Friends Lane, Suite 400
Newtown, PA 18940
Línea gratuita: (866) 478 7463
Teléfono: +1 215 860 8100
Fax: +1 215 860 8192
info@heartsine.com

Europa/resto del mundo

HeartSine Technologies, Inc.
203 Airport Road West
Belfast, Irlanda del Norte BT3 9ED
Teléfono: +44 28 90 93 94 00
Fax: +44 28 90 93 94 01
info@heartsine.co.uk



Los productos que se describen en este folleto cumplen los requisitos aplicables de las Directrices Europeas sobre Dispositivos Médicos.
ADVERTENCIA: La legislación federal de los EE. UU. establece que sólo se puede vender este dispositivo a profesionales certificados o a terceros que lo compren a pedido de un profesional certificado.
© 2014 HeartSine Technologies, Inc. Todos los derechos reservados.
H009-014-150-0

Simple y sencillamente,
salva vidas

www.heartsine.com