

# samaritan® PAD 500P de HeartSine con asistente de RCP

## Comparado con FRED easy de Schiller

Integrated  
battery and  
electrodes



### samaritan® PAD 500P de HeartSine

- ✓ **Asistente de RCP basado en cardiograma de impedancia**
- ✓ Compacto, portátil, liviano (2,4 lb/1,1 kg)
- ✓ La más alta protección contra el ingreso de polvo y humedad en la industria (IP56)
- ✓ **Batería y electrodos integrados**
- ✓ Electrodos con 4 años de vida útil
- ✓ Una sola fecha de vencimiento que controlar y una sola pieza que reemplazar después de la fecha de vencimiento
- ✓ Tiempo de carga generalmente de 150J en < 8 segundos y 200J en < 12 segundos
- ✓ **Garantía de 10 años**
- ✓ 90 minutos de tiempo de registro de ECG
- ✓ Protocolo de baja energía creciente (SCOPE)
- ✓ Rango de impedancia operativa de 25 a 230 ohms
- ✓ Metrónomo audible y visible para indicación de ritmo de RCP
- ✓ Estuche de transporte incluido
- ✓ Indicaciones auditivas y visuales para facilitar el uso en ambientes ruidosos
- ✓ Autorrevisión automática
- ✓ Apto para uso pediátrico
- ✓ Actualizable en campo según los lineamientos más recientes de AHA/ERC
- ✓ **Menor costo de propiedad, adquisición y operación**



### FRED easy de Schiller

- ✗ No tiene asistente de RCP
- ✗ Más grande, más pesado (3,3 lb/1,5 kg)
- ✗ Menor calificación de resistencia al agua (IPX4)
- ✗ Batería y electrodos separados
- ✗ Electrodos con 2 años de vida útil
- ✗ Dos fechas de vencimiento que controlar y dos piezas que reemplazar después de la fecha de vencimiento
- ✗ Tiempo de carga < 25 segundos
- ✗ Garantía de 5 años
- ✗ 30 minutos de tiempo de registro de ECG
- ✗ Forma de onda de descarga de energía cinética
- ✗ Rango de impedancia operativa de 30 a 175 ohms
- ✗ Metrónomo audible opcional (extra)
- ✗ No incluye estuche de transporte
- ✓ Indicaciones auditivas y visuales para facilitar el uso en ambientes ruidosos
- ✓ Autorrevisión automática
- ✓ Apto para uso pediátrico
- ✓ Actualizable en campo según los lineamientos más recientes de AHA/ERC

#### Estados Unidos/Américas

HeartSine Technologies, Inc.  
121 Friends Lane, Suite 400  
Newtown, PA 18940  
Línea gratuita: (866) 478 7463  
Teléfono: +1 215 860 8100  
Fax: +1 215 860 8192  
info@heartsine.com

#### Europa/resto del mundo

HeartSine Technologies, Inc.  
203 Airport Road West  
Belfast, Irlanda del Norte BT3 9ED  
Teléfono: +44 28 90 93 94 00  
Fax: +44 28 90 93 94 01  
info@heartsine.co.uk



Los productos que se describen en este folleto cumplen los requisitos aplicables de las Directrices Europeas sobre Dispositivos Médicos.

**ADVERTENCIA:** La legislación federal de los EE. UU. establece que sólo se puede vender este dispositivo a profesionales certificados o a terceros que lo compren a pedido de un profesional certificado.

© 2014 HeartSine Technologies, Inc. Todos los derechos reservados.  
H009-014-150-0

**Simple y sencillamente,  
salva vidas**

[www.heartsine.com](http://www.heartsine.com)