

samaritan® PAD 350P de HeartSine

Comparado con G3 Plus de Cardiac Science

Batería y
electrodos
integrados



samaritan® PAD 350P de HeartSine

- ✓ Compacto, portátil, liviano (2,4 lb/1,1 kg)
- ✓ La mas alta protección contra polvo y entrada de humedad en la industria (IP56)
- ✓ **Batería y electrodos integrados**
- ✓ Electrodo con 4 años de vida útil
- ✓ Una sola fecha de vencimiento que controlar y una sola pieza que reemplazar después de la fecha de vencimiento
- ✓ Tiempo de carga generalmente de 150J en < 8 segundos y 200J en < 12 segundos
- ✓ **Garantía de 10 años**
- ✓ 90 minutos de tiempo de registro de ECG
- ✓ Opciones de selección de idioma
- ✓ Protocolo de baja energía creciente (SCOPE)
- ✓ Rango de impedancia operativa de 25 a 230 ohms
- ✓ Estuche de transporte incluido
- ✓ Indicaciones auditivas y visuales
- ✓ Metrónomo audible y visible para indicación de ritmo de RCP
- ✓ Autorrevisión automática
- ✓ Apto para uso pediátrico
- ✓ Actualizable en campo según los lineamientos más recientes de AHA/ERC
- ✓ **Menor costo de propiedad, adquisición y operación**



G3 Plus de Cardiac Science

- ✗ Mas grande, mas pesado (6.6 lbs/3 kg)
- ✗ Menor calificación de resistencia al polvo y el agua (IP24)
- ✗ Batería y electrodos separados
- ✗ Electrodo con 2 años de vida útil
- ✗ Dos fechas de vencimiento que controlar y dos piezas que reemplazar después de la fecha de vencimiento
- ✗ Tiempo de carga habitual de 28 segundos
- ✗ Garantía de 7 años
- ✗ 60 minutos de tiempo de registro de ECG
- ✗ No tiene opciones de selección de idioma
- ✗ Protocolo de alto nivel de energía creciente (STAR)
- ✗ Rango de impedancia operativa de 25 a 180 ohms
- ✗ No incluye estuche de transporte en algunos mercados
- ✓ Indicaciones auditivas y visuales
- ✓ Metrónomo audible y visible para indicación de ritmo de RCP
- ✓ Autorrevisión automática
- ✓ Apto para uso pediátrico
- ✓ Actualizable en campo según los lineamientos más recientes de AHA/ERC

Estados Unidos/Américas

HeartSine Technologies, Inc.
121 Friends Lane, Suite 400
Newtown, PA 18940
Línea gratuita: (866) 478 7463
Teléfono: +1 215 860 8100
Fax: +1 215 860 8192
info@heartsine.com

Europa/resto del mundo

HeartSine Technologies, Inc.
203 Airport Road West
Belfast, Irlanda del Norte BT3 9ED
Teléfono: +44 28 90 93 94 00
Fax: +44 28 90 93 94 01
info@heartsine.co.uk



Los productos que se describen en este folleto cumplen los requisitos aplicables de las Directrices Europeas sobre Dispositivos Médicos.

ADVERTENCIA: La legislación federal de los EE. UU. establece que sólo se puede vender este dispositivo a profesionales certificados o a terceros que lo compren a pedido de un profesional certificado.

© 2014 HeartSine Technologies, Inc. Todos los derechos reservados.
H009-032-163-0

**Simple y sencillamente,
salva vidas**

www.heartsine.com