

# samaritan® PAD 350P de HeartSine

## Comparado con G3 Plus de Cardiac Science

Batería y  
electrodos  
integrados



### samaritan® PAD 350P de HeartSine

✓	Compacto, portátil, liviano (2,4 lb/1,1 kg)
✓	La mas alta protección contra polvo y entrada de humedad en la industria (IP56)
✓	<b>Batería y electrodos integrados</b>
✓	Electrodos con 4 años de vida útil
✓	Una sola fecha de vencimiento que controlar y una sola pieza que reemplazar después de la fecha de vencimiento
✓	Tiempo de carga generalmente de 150J en < 8 segundos y 200J en < 12 segundos
✓	<b>Garantía de 10 años</b>
✓	90 minutos de tiempo de registro de ECG
✓	Opciones de selección de idioma
✓	Protocolo de baja energía creciente (SCOPE)
✓	Rango de impedancia operativa de 25 a 230 ohms
✓	Estuche de transporte incluido
✓	Indicaciones auditivas y visuales
✓	Metrónomo audible y visible para indicación de ritmo de RCP
✓	Autorrevisión automática
✓	Apto para uso pediátrico
✓	Actualizable en campo según los lineamientos más recientes de AHA/ERC
✓	<b>Menor costo de propiedad, adquisición y operación</b>

### G3 Plus de Cardiac Science

✗	Mas grande, mas pesado (6.6 lbs/3 kg)
✗	Menor calificación de resistencia al polvo y el agua (IP24)
✗	Batería y electrodos separados
✗	Electrodos con 2 años de vida útil
✗	Dos fechas de vencimiento que controlar y dos piezas que reemplazar después de la fecha de vencimiento
✗	Tiempo de carga habitual de 28 segundos
✗	Garantía de 7 años
✗	60 minutos de tiempo de registro de ECG
✗	No tiene opciones de selección de idioma
✗	Protocolo de alto nivel de energía creciente (STAR)
✗	Rango de impedancia operativa de 25 a 180 ohms
✗	No incluye estuche de transporte en algunos mercados
✓	Indicaciones auditivas y visuales
✓	Metrónomo audible y visible para indicación de ritmo de RCP
✓	Autorrevisión automática
✓	Apto para uso pediátrico
✓	Actualizable en campo según los lineamientos más recientes de AHA/ERC

4/9/14

HeartSine  
350P  
Cardiac Science G3  
Competitive flyer

ES

- Finish size 8.5 x 11  
- CMYK  
- 300 dpi  
- Bleeds two sides  
- Stock and quantity TBD

#### Estados Unidos/Américas

HeartSine Technologies, Inc.  
121 Friends Lane, Suite 400  
Newtown, PA 18940  
Línea gratuita: (866) 478 7463  
Teléfono: +1 215 860 8100  
Fax: +1 215 860 8192  
info@heartsine.com

#### Europa/resto del mundo

HeartSine Technologies, Inc.  
203 Airport Road West  
Belfast, Irlanda del Norte BT3 9ED  
Teléfono: +44 28 90 93 94 00  
Fax: +44 28 90 93 94 01  
info@heartsine.co.uk



Los productos que se describen en este folleto cumplen los requisitos aplicables de las Directrices Europeas sobre Dispositivos Médicos.

**ADVERTENCIA:** La legislación federal de los EE. UU. establece que sólo se puede vender este dispositivo a profesionales certificados o a terceros que lo compren a pedido de un profesional certificado.

© 2014 HeartSine Technologies, Inc. Todos los derechos reservados.  
H009-032-163-0

Simple y sencillamente,  
salva vidas

[www.heartsine.com](http://www.heartsine.com)