

# samaritan® PAD 500P de HeartSine con asistente de RCP

## Comparado con CardiAid® de CardiaTech



### samaritan® PAD 500P de HeartSine

✓	Asistente de RCP basado en cardiograma de impedancia
✓	Compacto, portátil, liviano (2,4 lb/1,1 kg)
✓	La más alta protección contra el ingreso de polvo y humedad en la industria (IP56)
✓	Batería y electrodos integrados
✓	Electrodos con 4 años de vida útil
✓	Una sola fecha de vencimiento que controlar y una sola pieza que reemplazar después de la fecha de vencimiento
✓	Garantía de 10 años
✓	Tiempo de carga generalmente de 150J en < 8 segundos y 200J en < 12 segundos
✓	90 minutos de tiempo de registro de ECG
✓	Protocolo de baja energía creciente (SCOPE™)
✓	Actualizable en campo según los lineamientos más recientes de AHA/ERC
✓	Apto para uso pediátrico
✓	Indicaciones auditivas y visuales para facilitar el uso en ambientes ruidosos
✓	Autorrevisión automática
✓	Estuche de transporte incluido
✓	Menor costo de propiedad, adquisición y operación

### CardiAid® de CardiaTech

✗	No tiene asistente de RCP
✗	Más grande, más pesado (6,8 lb/3,1 kg)
✗	Menor calificación de resistencia al agua (IPX4)
✗	Batería y electrodos separados (se le debe regresar el dispositivo al distribuidor cada dos años para reemplazar las baterías)
✗	Electrodos con 3 años de vida útil
✗	Dos fechas de vencimiento que controlar y dos piezas que reemplazar después de la fecha de vencimiento
✗	Garantía de 6 años
✗	Tiempo de carga de menos de 24 segundos
✗	240 minutos de tiempo de registro de ECG (la información registrada sólo puede ser obtenida por un distribuidor autorizado)
✗	Protocolo de energía de ancho fijo (no aprobado por la FDA)
✗	No actualizable en campo
✗	No apto para uso pediátrico
✓	Indicaciones auditivas y visuales para facilitar el uso en ambientes ruidosos
✓	Autorrevisión automática
✓	Estuche de transporte incluido

#### Estados Unidos/Américas

HeartSine Technologies, Inc.  
121 Friends Lane, Suite 400  
Newtown, PA 18940  
Línea gratuita: (866) 478 7463  
Teléfono: +1 215 860 8100  
Fax: +1 215 860 8192  
info@heartsine.com

#### Europa/resto del mundo

HeartSine Technologies, Inc.  
203 Airport Road West  
Belfast, Irlanda del Norte BT3 9ED  
Teléfono: +44 28 90 93 94 00  
Fax: +44 28 90 93 94 01  
info@heartsine.co.uk



Los productos que se describen en este folleto cumplen los requisitos aplicables de las Directrices Europeas sobre Dispositivos Médicos.

**ADVERTENCIA:** La legislación federal de los EE. UU. establece que sólo se puede vender este dispositivo a profesionales certificados o a terceros que lo compren a pedido de un profesional certificado.

© 2014 HeartSine Technologies, Inc. Todos los derechos reservados.  
H009-014-142-0

**Simple y sencillamente,  
salva vidas**

[www.heartsine.com](http://www.heartsine.com)