

samaritan® PAD 500P de HeartSine con asistente de RCP

Comparado con el DEA cardiolife AED-2100K de Nihon Kohden

Batería y
electrodos
integrados



samaritan® PAD 500P de HeartSine

- ✓ **Asistente de RCP basado en cardiograma de impedancia**
- ✓ Compacto, portátil, liviano (2,4 lb/1,1 kg)
- ✓ La más alta protección contra el ingreso de polvo y humedad en la industria (IP56)
- ✓ **Batería y electrodos integrados**
- ✓ Electrodos con 4 años de vida útil
- ✓ Una sola fecha de vencimiento que controlar y una sola pieza que reemplazar después de la fecha de vencimiento
- ✓ **Garantía de 10 años**
- ✓ Rango de impedancia operativa de 25 a 230 ohms
- ✓ Indicaciones auditivas y visuales para facilitar el uso en ambientes ruidosos
- ✓ Metrónomo audible y visible para indicación de ritmo de RCP
- ✓ Estuche de transporte incluido
- ✓ Apto para uso pediátrico
- ✓ 90 minutos de tiempo de registro de ECG
- ✓ Protocolo de baja energía creciente (SCOPE™)
- ✓ Autorrevisión automática
- ✓ Actualizable en campo según los lineamientos más recientes de AHA/ERC
- ✓ **Menor costo de propiedad, adquisición y operación**

DEA cardiolife AED-2100K de Nihon Kohden

- ✗ No tiene asistente de RCP
- ✗ Más grande, más pesado (5,5 lb/2,5 kg)
- ✗ Menor calificación de resistencia al agua (IP55)
- ✗ Batería y electrodos separados
- ✗ Electrodos con dos años y medio de vida útil
- ✗ Dos fechas de vencimiento que controlar y dos piezas que reemplazar después de la fecha de vencimiento
- ✗ Garantía de 5 años
- ✗ Rango de impedancia operativa desconocido
- ✗ Indicaciones auditivas solamente
- ✗ Metrónomo audible para indicación de ritmo de RCP
- ✗ No incluye estuche de transporte
- ✗ Apto para uso pediátrico (Se deben cambiar las almohadillas Y el interruptor)
- ✗ 90 minutos de tiempo de registro de ECG (Máximo de 30 minutos por evento)
- ✓ Protocolo de baja energía creciente
- ✓ Autorrevisión automática
- ✓ Actualizable en campo según los lineamientos más recientes de AHA/ERC

Estados Unidos/Américas

HeartSine Technologies, Inc.
121 Friends Lane, Suite 400
Newtown, PA 18940
Línea gratuita: (866) 478 7463
Teléfono: +1 215 860 8100
Fax: +1 215 860 8192
info@heartsine.com

Europa/resto del mundo

HeartSine Technologies, Inc.
203 Airport Road West
Belfast, Irlanda del Norte BT3 9ED
Teléfono: +44 28 90 93 94 00
Fax: +44 28 90 93 94 01
info@heartsine.co.uk



Los productos que se describen en este folleto cumplen los requisitos aplicables de las Directrices Europeas sobre Dispositivos Médicos.

ADVERTENCIA: La legislación federal de los EE. UU. establece que sólo se puede vender este dispositivo a profesionales certificados o a terceros que lo compren a pedido de un profesional certificado.

© 2014 HeartSine Technologies, Inc. Todos los derechos reservados.
H009-014-152-0

**Simple y sencillamente,
salva vidas**

www.heartsine.com