


La operatività è importante.



**LIFELINKcentral™ AED program manager e
HeartSine® Connected AED**



Adottate una soluzione completa, connessa per la gestione dei programmi DAE.

I DAE funzionano.

Ma solo se sono prontamente disponibili.

Un arresto cardiaco improvviso (SCA) può colpire chiunque, ovunque. Ecco perché i defibrillatori ad accesso pubblico sono così importanti. Garantiscono la disponibilità di una tecnologia salvavita laddove possono essere più utili. Una manutenzione continua del sistema, tuttavia, si è rivelata onerosa in termini di tempo e soggetta al rischio di errori umani.

La disponibilità operativa monitorata con semplicità.


Offrendo una funzionalità di monitoraggio da remoto, il programma di gestione LIFELINKcentral AED program manager rende la gestione dei vostri DAE molto più semplice e accurata. Il programma di gestione LIFELINKcentral AED program manager facilita la gestione da remoto utilizzando una connessione Wi-Fi a ciascun DAE HeartSine Connected. Per agevolare la gestione, il software raccoglie automaticamente le informazioni sullo stato e monitora le date di scadenza dei Pad-Pak, che si tratti di un singolo DAE o di 100 unità, in un singolo ufficio o dislocati su un'area di migliaia di chilometri. LIFELINKcentral invia persino avvisi riguardanti eventuali problemi relativi alla disponibilità.

Per ogni dispositivo DAE HeartSine Connected è possibile:


- Monitorare da remoto le informazioni sullo stato
- Ricevere avvisi relativi a condizioni che influiscono sulla disponibilità operativa
- Visualizzare lo stato di tutti i DAE connessi
- Ottenere notifiche quando un Pad-Pak è scaduto o prossimo alla scadenza
- Visualizzare le posizioni inserite manualmente su una mappa

Sistema di gestione completo.*

Con il programma di gestione LIFELINKcentral AED program manager è possibile gestire tutte le unità DAE, anche quelle che non sono connesse.* Dopo avere inserito manualmente le informazioni sul dispositivo, è possibile aggiornare i dati relativi alle ispezioni in base a un programma regolare. LIFELINKcentral offre un'istantanea completa delle condizioni di disponibilità operativa dei vostri DAE e sistemi salvavita. È persino possibile individuare i dispositivi su una mappa e creare avvisi per la sostituzione programmata di batterie ed elettrodi.



Licenza Base



Licenza PRO

*Funzionalità disponibile solo con licenza LIFELINKcentral PRO.



Scegliere la licenza più adeguata alle proprie esigenze

Una licenza Base del programma di gestione LIFELINKcentral AED program manager è inclusa con ciascun DAE Stryker connesso, tuttavia esistono vari motivi per investire in una licenza PRO.

Licenze LIFELINKcentral	Base	PRO
	Inclusa con ogni DAE Stryker connesso	Si applica una tariffa per account ¹
Gestione apparecchio		
Dispositivi/apparecchi supportati		
DAE HeartSine connessi con HeartSine Gateway, Pad-Pak e/o Pediatric-Pak	X	X
DAE LIFEPAK CR2 connessi con batteria ed elettrodi Quik-Step	X ²	X
DAE Stryker non connessi (caricati manualmente dal team di supporto Stryker)		X ³
Tutti gli altri DAE (caricati manualmente dal team di supporto Stryker)		X ³
Tutti gli altri accessori e apparecchiature personalizzate		X
Monitoraggio della disponibilità delle apparecchiature		
Modifica e visualizzazione dei dettagli dell'apparecchiatura	X	X
Visualizzazione della disponibilità dei dispositivi e registri dei test (DAE connessi)	X	X
Visualizzazione della mappa delle apparecchiature	X	X
Visualizzazione dello stato dell'apparecchiatura tramite grafico ad anello		X
Registrazione manuale delle ispezioni		X
Gestione del sito		
Monitoraggio della disponibilità del sito		
Aggiunta, modifica e visualizzazione delle informazioni sui siti	X	X
Software di gestione e opzioni di configurazione	X	X
Visualizzazione della mappa dei siti	X	X
Visualizzazione dello stato del sito tramite grafico ad anello		X
Visualizzazione del report riepilogativo sullo stato del programma		X
Configurazione di programmi di ispezione personalizzati		X
Gestione delle persone		
Profili e ruoli dell'utente		
Aggiunta, modifica e visualizzazione dei profili utente	X	X
Assegnazione dei ruoli al coordinatore del programma e del sito	X	X
Disponibilità dei soccorritori		
Visualizzazione dello stato della formazione tramite grafico ad anello		X
Assegnazione dei ruoli di ispettore dei DAE e soccorritore addestrato		X
Monitoraggio di certificazioni/disponibilità dei soccorritori addestrati		X
Eventi di formazione		
Gestione degli eventi e dei turni di formazione		X
Avvisi tramite e-mail		
Notifiche sulla disponibilità per DAE HeartSine e LIFEPAK connessi	X	X
Notifiche sulla disponibilità per tutti gli altri DAE (apparecchiature caricate manualmente dal team di supporto Stryker)		X ³
Notifiche sulla disponibilità per le apparecchiature personalizzate		X
Assistenza per l'account		
Supporto email di base	X	X
Accesso al Resource Center online	X	X
Opzioni su richiesta		
Caricamento di DAE non connessi e di altri DAE per licenza PRO		X ³
Caricamento in blocco di accessori HeartSine (quantità minima di 10)	X ³	X ³

1. Una licenza LIFELINKcentral PRO offre i servizi elencati ed è soggetta al pagamento di una quota annuale per account.
2. La batteria e gli elettrodi QUIK-STEP forniti nella confezione del defibrillatore LIFEPAK CR2 AED saranno gestiti attraverso la licenza Base. Una licenza PRO è richiesta per gestire le batterie di riserva e/o le scatole di elettrodi QUIK-STEP aggiuntivi.
3. Si applica una tariffa per caricamento.

Se il defibrillatore HeartSine Connected AED è stato acquistato da un distributore o da un rivenditore Stryker autorizzato, tale distributore o rivenditore potrà accedere all'account dell'utente sul programma di gestione LIFELINKcentral AED program manager e potrà ricevere gli avvisi inviati dal defibrillatore HeartSine Connected AED. Notare che questa impostazione di notifica al distributore o rivenditore può essere disattivata in QUALSIASI momento: per disattivare questa impostazione, inviare una richiesta al Servizio di assistenza clienti Stryker chiedendo di modificare l'impostazione per una gestione autonoma del sito senza notifica al distributore o rivenditore.

Tutte le informazioni riportate sono aggiornate al mese di 10/2021.

Per ulteriori informazioni La preghiamo di contattare il Suo rappresentante Stryker o visitare il nostro sito internet strykeremergencycare.com

Accesso pubblico agli interventi di emergenza

Gli utilizzatori del DAE dovrebbero ricevere una formazione sulla RCP e sull'utilizzo del DAE.

Anche se non è possibile salvare tutti, gli studi dimostrano che una defibrillazione precoce può aumentare notevolmente i tassi di sopravvivenza. I DAE sono indicati per l'uso su adulti e bambini. I DAE possono essere utilizzati su bambini di peso inferiore a 25 kg, ma alcuni modelli richiedono elettrodi di defibrillazione disponibili separatamente.

Le informazioni presentate hanno lo scopo di presentare l'offerta di prodotti di Stryker. Prima di utilizzare qualsiasi prodotto Stryker consultare le Istruzioni operative per istruzioni d'uso complete, indicazioni, controindicazioni, avvertenze, precauzioni e potenziali eventi avversi. I prodotti potrebbero non essere disponibili in tutti i mercati, dato che la disponibilità del prodotto è soggetta alle prassi normative e/o mediche nei singoli mercati. Si prega di contattare il proprio rappresentante Stryker nel caso in cui si abbiano domande sulla disponibilità dei prodotti Stryker nell'area di appartenenza. Le descrizioni qui contenute possono essere modificate senza preavviso. I prodotti raffigurati hanno marchio CE, in conformità con le leggi e direttive UE applicabili.

Stryker o le sue entità affiliate possiedono, adottano o hanno fatto richiesta dei seguenti marchi commerciali o marchi di servizio: HeartSine, HeartSine Gateway, LIFELINKcentral, LIFEPAK, Pad-Pak, QUIK-STEP, samaritan, Stryker. Tutti gli altri marchi commerciali sono marchi commerciali dei rispettivi proprietari o titolari.

L'assenza in questa lista di un prodotto, una caratteristica o un nome di servizio o logo non costituisce una rinuncia da parte di Stryker a diritti su marchi commerciali o altra proprietà intellettuale relativi a tale nome o logo.

CE 0123 HeartSine samaritan PAD ha ottenuto il marchio CE (classe IIb – 0123) in conformità con la Direttiva UE MDD 93/42 e altre direttive applicabili. Sarà riclassificato come CE classe III – 0123 in conformità con UE MDR al termine del periodo di transizione MDR, maggio 2024, o prima. Pad-Pak e Pediatric Pak hanno ottenuto il marchio CE (classe IIb – 0123) in conformità con le direttive applicabili.

CE HeartSine Gateway ha ottenuto il marchio CE in conformità con la Direttiva RED 2014/53/UE.

CLASSIFIED
UL US HeartSine samaritan PAD: Classificato UL. Vedere il marchio completo sul prodotto.

Data di pubblicazione: 10/2021

Made in U.K.

M0000001255-AB IT

HeartSine SAM 500P non è disponibile per la vendita negli Stati Uniti.

HeartSine Gateway non è disponibile in tutti i Paesi.

Copyright © 2021 Stryker.



HeartSine Technologies Ltd.
207 Airport Road West
Belfast, BT3 9ED
Northern Ireland
United Kingdom
Tel +44 28 9093 9400
Fax +44 28 9093 9401
heartsinesupport@stryker.com
heartsine.com

Stryker European
Operations B.V.
Herikerbergweg 110
1101 CM Amsterdam
Netherlands
Tel +31 (0)43 3620008
Fax +31 (0)43 3632001

Distribuito da:

Via degli Olmetti, 1
Formello 00060
Italy
Tel +39 06 901041
Fax +39 06 90400444