

IP-Schutzarten Tabelle Staub- und Wasserbeständigkeit¹

Schutz vor Fremdkörpern		Schutz vor Flüssigkeiten	
Erste Zahl	Definition	Zweite Zahl	Definition
0	Nicht geschützt	0	Nicht geschützt
1	Schutz vor Fremdkörpern mit mehr als 50 mm Größe (z. B. Hände)	1	Schutz vor senkrecht fallendem Tropfwasser
2	Schutz vor Fremdkörpern mit mehr als 12 mm Größe (z. B. Finger)	2	Schutz vor Sprühwasser aus beliebigem Winkel bis zu 15° auf beiden Seiten
3	Schutz vor Fremdkörpern mit mehr als 2,5 mm Größe (z. B. Werkzeug und Drähte)	3	Schutz vor Sprühwasser aus beliebigem Winkel bis zu 60° auf beiden Seiten
4	Schutz vor Fremdkörpern mit mehr als 1 mm Größe (z. B. kleines Werkzeug und Drähte)	4	Schutz vor Spritzwasser aus beliebiger Richtung
5	Schutz vor begrenztem Eindringen von Staub in einer Menge, durch die der ordnungsgemäße Betrieb nicht gestört wird	5	Schutz vor Niederdruck-Strahlwasser aus beliebiger Richtung
6	Vollständiger Schutz vor Eindringen von Staub	6	Schutz vor Hochdruck-Strahlwasser aus beliebiger Richtung
		7	Schutz vor Wassereindringung bei zeitweisem Eintauchen unter standardisierten Bedingungen und Druck
		8	Schutz vor Wassereindringung bei längerem Untertauchen (stärker als 7)
		9	Schutz vor Strahlwasser bei hohem Druck und hohen Temperaturen aus beliebiger Richtung



HeartSine® samaritan® PAD

Schutzart IP56: Höchste Schutzart unter den führenden AED zum Schutz vor Staub und Feuchtigkeit

Quellenverweis

¹ Internationale Norm IEC 60529 - Schutzarten durch Gehäuse (IP-Code)

Nähere Informationen erhalten Sie per E-Mail an heartsinesupport@stryker.com bzw. auf unserer Website [heartsine.com](https://www.heartsine.com).



HeartSine Technologies, Ltd.
203 Airport Road West
Belfast, BT3 9ED
Vereinigtes Königreich
Tel: +44 28 9093 9400
Fax: +44 28 9093 9401



UL-Prüfzeichen. Siehe vollständige Kennzeichnung auf dem Produkt.

© 2019 HeartSine Technologies. Alle Rechte vorbehalten.

H009-020-042-0 DE