


Einsatzbereitschaft zählt.

**LIFELINKcentral™ AED Programm-Manager
und HeartSine® vernetzter AED**



AED funktionieren.

Aber nur, wenn sie einsatzbereit sind.

Ein plötzlicher Herzstillstand kann jedem und überall passieren. Deshalb sind Ersthelfer-Defibrillatoren wichtig. Sie setzen lebensrettende Technologie dort ein, wo sie am besten helfen kann. Die laufende Systemwartung war jedoch bisher zeitaufwändig und anfällig für menschliche Fehler.

Einfach bereit.


Dank Fernüberwachung macht der LIFELINKcentral AED Programm-Manager die Verwaltung Ihrer AED einfacher und präziser. Der LIFELINKcentral Programm-Manager ermöglicht die Remote-Verwaltung über eine WLAN-Verbindung zu jedem vernetzten AED von HeartSine. Von der Software automatisch erfasste Bereitschaftsinformationen und Pad-Pak-Ablaufdaten werden für eine einfache Verwaltung nachverfolgt - unabhängig davon, ob Sie einen AED oder 100 haben, in einem einzelnen Büro oder über Tausende von Kilometern verteilt. Der LIFELINKcentral AED Programm-Manager sendet Ihnen sogar Warnmeldungen bei Bedingungen, welche die Einsatzbereitschaft beeinträchtigen.

Für jeden HeartSine vernetzter AED haben Sie folgende Möglichkeiten:


- Fernüberwachung von Bereitschaftsinformationen
- Warnmeldungen über Bedingungen, die die Einsatzbereitschaft beeinträchtigen
- Anzeige des Status aller angeschlossenen AED
- Benachrichtigungen, wenn ein Pad-Pak abläuft bzw. abgelaufen ist
- Anzeige des manuell eingegebenen Standortes auf einer Karte

Ein komplettes Managementsystem.*

Mit dem LIFELINKcentral AED Programm-Manager können Sie alle Ihre AED verwalten – auch jene, die nicht vernetzt sind. Sobald die Geräteinformationen manuell für Sie eingegeben wurden, können Sie die Kontrolldaten regelmäßig aktualisieren. Mit LIFELINKcentral sehen Sie den aktuellen Status der Einsatzbereitschaft des AED und des Ersthelfers. Sie können sie sogar auf einer Karte orten und Warnmeldungen für den geplanten Ersatz von Batterien oder Elektroden erstellen.



Basislizenz



PRO-Lizenz

*Funktionen nur mit der LIFELINKcentral PRO-Lizenz verfügbar.



Wählen Sie die Lizenz, die Ihren Bedürfnissen entspricht

Die Basislizenz des LIFELINKcentral AED Programm-Manager ist in jedem vernetzten AED von Stryker inkludiert – zahlreiche Vorteile sprechen jedoch für die Investition in eine PRO-Lizenz.

LIFELINKcentral Lizenzen	Basis	PRO
	In vernetztem AED von Stryker inkludiert	Kontogebühr fällt an ¹
Geräteverwaltung		
Unterstützte Geräte		
HeartSine vernetzter AED mit HeartSine Gateway, Pad-Pak und/oder Pediatric-Pak	X	X
LIFEPAK CR2 vernetzter AED mit Batterie und QUIK-STEP Elektroden	X ²	X
Nicht vernetzte AED von Stryker (manueller Upload durch Support-Team von Stryker)		X ³
Alle anderen AED (manueller Upload durch Support-Team von Stryker)		X ³
Alle anderen Zubehörgeräte und kundenspezifischen Geräte		X
Verfolgung der Gerätebereitschaft		
Bearbeitung und Anzeige von Gerätedetails	X	X
Anzeige der Gerätebereitschaft und Testprotokolle (vernetzte AED)	X	X
Anzeige der Gerätekarte	X	X
Anzeige des Gerätestatus über das Bereitschaftsrad		X
Aufzeichnung manueller Inspektionen		X
Standortverwaltung		
Verfolgung der Einsatzbereitschaft am Standort		
Hinzufügen, Bearbeiten und Anzeige von Standortinformationen	X	X
Verwaltung von Software- und Konfigurationsoptionen	X	X
Anzeige der Standortkarte	X	X
Anzeige des Standortstatus über Bereitschaftsrad		X
Anzeige des Programmstatus-Übersichtsberichts		X
Festlegung kundenspezifischer Prüfpläne		X
Personenmanagement		
Benutzerprofile und Rollen		
Hinzufügen, Bearbeiten und Anzeige von Benutzerprofilen	X	X
Zuweisung von Programmkoordinatoren und Standortkoordinatoren	X	X
Bereitschaft des Ersthelfers		
Anzeige des Trainingsstatus über Bereitschaftsrad		X
Zuweisung von AED-Inspektoren und geschulten Ersthelfern		X
Verfolgung von Zertifizierungen/Bereitschaft geschulter Ersthelfer		X
Kurse		
Verwaltung von Kursen und Einsatzplänen		X
E-Mail-Benachrichtigungen		
Benachrichtigungen über Einsatzbereitschaft für HeartSine und LIFEPAK vernetzte AED	X	X
Benachrichtigungen über Einsatzbereitschaft aller anderen AED (für Geräte, die vom Stryker Support-Team manuell hochgeladen werden)		X ³
Benachrichtigungen über Einsatzbereitschaft kundenspezifischer Geräte		X
Kontosupport		
Baissupport über E-Mail	X	X
Zugang zum Online-Ressourcenzentrum	X	X
Zusätzliche Optionen		
Upload von nicht vernetzten und anderen AED für PRO-Lizenz		X ³
Massen-Upload von HeartSine Zubehör (Mindestmenge 10)	X ³	X ³

1. Die LIFELINKcentral PRO-Lizenz umfasst die aufgeführten Dienstleistungen und wird als Jahresgebühr pro Konto verrechnet.

2. Die Batterie und die QUIK-STEP-Elektroden, die in der LIFEPAK CR2 AED-Box geliefert werden, fallen unter die Basislizenz. Für die Verwaltung von Reservebatterien und/oder zusätzlichen QUIK-STEP-Elektroden ist eine PRO-Lizenz erforderlich.

3. Es fällt eine Upload-Gebühr an.

Wenn Sie Ihren HeartSine vernetzter AED bei einem autorisierten Stryker Vertriebshändler bzw. Vertriebspartner erworben haben, hat dieser Vertriebshändler bzw. Vertriebspartner Zugang zum Konto Ihres LIFELINKcentral AED Programm-Manager und kann Benachrichtigungen erhalten, die vom HeartSine Connected AED angefordert werden. Bitte beachten Sie, dass diese Einstellung jederzeit deaktiviert werden kann: Wenn Sie diese Einstellung deaktivieren möchten, senden Sie bitte eine Anfrage an den Kundendienst von Stryker, um Ihren Standort selbst zu verwalten, ohne Benachrichtigungen an Ihren Vertriebshändler bzw. Vertriebspartner.

Alle Ansprüche gültig ab 07/2021.

Bitte kontaktieren Sie Ihren Stryker-Gebietsleiter, um weitere Informationen zu erhalten, oder besuchen Sie unsere Website unter strykeremergencycare.com

Öffentlicher Zugang zur Notfallversorgung


AED-Anwender sollten in der HLW sowie der Verwendung von AED-Geräten geschult sein.

Auch wenn nicht jeder Mensch gerettet werden kann, haben Studien gezeigt, dass eine frühzeitige Defibrillation die Überlebensraten deutlich steigern kann. AEDs können an Erwachsenen und Kindern verwendet werden. AEDs können an Kindern mit einem Körpergewicht von weniger als 25 kg verwendet werden, aber bei einigen Modellen sind separate Defibrillationselektroden notwendig.


Mit den hierin bereitgestellten Informationen soll das Produktangebot von Stryker demonstriert werden. Lesen Sie die vollständigen Informationen zu Verwendungsindikationen, Kontraindikationen, Warnhinweisen, Vorsichtsmaßnahmen und möglichen Nebenwirkungen in der Bedienungsanleitung, bevor Sie die Produkte von Stryker verwenden. Es ist möglich, dass nicht alle Produkte in allen Märkten verfügbar sind, da die Produktverfügbarkeit von behördlichen und/oder medizinischen Praktiken in den einzelnen Märkten abhängt. Bitte wenden Sie sich mit Fragen zur Verfügbarkeit von Stryker-Produkten in Ihrem Gebiet an Ihren Gebietsleiter. Technische Daten können unangekündigt geändert werden. Die hier dargestellten Produkte tragen gemäß EU-Verordnungen und -Richtlinien die CE-Kennzeichnung.

Stryker oder seine verbundenen Unternehmen besitzen oder verwenden die folgenden Handels- oder Dienstleistungsmarken oder haben diese beantragt: HeartSine, HeartSine Gateway, LIFELINKcentral, LIFEPAK, Pad-Pak, QUIK-STEP, Stryker. Alle anderen Marken sind Marken ihrer jeweiligen Eigentümer. Alle anderen Handelsmarken sind Handelsmarken ihrer jeweiligen Besitzer oder Inhaber.

Eigentümer oder Inhaber. Wenn ein Produkt, eine Funktion, ein Dienstleistungsname oder Logo in dieser Liste nicht genannt wird, stellt dies keinen Verzicht auf die Handelsmarke oder sonstige geistige Eigentumsrechte von Stryker hinsichtlich dieses Namens oder Logos dar.

 **0123** HeartSine samaritan PAD verfügt über die CE-Kennzeichnung (Klasse IIB – 0123) gemäß EU MDD 93/42 und anderen zutreffenden Richtlinien. Es wird in CE Klasse III – 0123 gemäß EU MDR zum oder vor dem Ende des MDR-Übergangszeitraum Mai 2024 neu klassifiziert. Pad-Pak und Pediatric Pak verfügen über die CE-Kennzeichnung (Klasse IIB – 0123) gemäß zutreffenden Richtlinien.

 HeartSine Gateway verfügt über die CE-Kennzeichnung gemäß RED-Richtlinie 2014/53/EU.

 HeartSine samaritan PAD: UL-Prüfzeichen. Siehe vollständige Kennzeichnung auf dem Produkt.

Erscheinungsdatum: 07/2021

Hergestellt in UK

M0000001256-AB DE

HeartSine SAM 500P ist nicht zum Verkauf in den USA verfügbar.

HeartSine Gateway ist nicht in allen Ländern verfügbar.

Copyright © 2021 Stryker.



HeartSine Technologies Ltd.
207 Airport Road West
Belfast, BT3 9ED
Northern Ireland
United Kingdom
Tel +44 28 9093 9400
Tel +44 28 9093 9401
heartsinesupport@stryker.com
heartsine.com

Stryker European
Operations B.V.
Herikerbergweg 110
1101 CM Amsterdam
Netherlands
Tel +31 (0)43 3620008
Fax +31 (0)43 3632001

Vertrieben von:

Dr. Homer Stryker Platz 1
Duisburg 47228
Germany
Tel +49 2065 837 0
Fax +49 2065 837 837