


La preparación es importante.



LIFELINKcentral™ AED program manager y DEAs conectados HeartSine®



Tome el mando con una solución completa y conectada para la gestión de programas de DEA.

Los DEA funcionan.

Pero solo si están preparados.

Cualquier persona puede sufrir un paro cardíaco súbito (PCS) en cualquier momento. Esa es la razón por la que los desfibriladores de acceso público son tan importantes: llevan la tecnología que salva vidas donde más beneficio puede aportar. Sin embargo, el mantenimiento continuo del sistema ha sido tedioso y con riesgo de errores... hasta ahora.

Preparación sencilla


Al ofrecer una monitorización remota, LIFELINKcentral AED program manager facilita la gestión de sus desfibriladores y la hace más precisa. LIFELINKcentral Program Manager mejora la gestión remota mediante una conexión Wi-Fi a cada DEA conectado HeartSine®. La información de preparación, es recopilada automáticamente por el software, además de las fechas de caducidad de Pad-Pak para agilizar la gestión, independientemente de que tenga un solo DEA o 100, en una única oficina o en miles. LIFELINKcentral AED Program Manager incluso envía al usuario alertas de estado relativas a la preparación del dispositivo.

Para cada DEA conectado HeartSine podrá:


- Supervisar la información de preparación de forma remota
- Recibir alertas de estado relativas a la preparación del dispositivo
- Consultar un panel con el estado de todos los DEA conectados
- Obtener notificaciones si un Pad-Pak va a caducar o ya ha caducado
- Ver la ubicación introducida manualmente en un mapa

Sistema de gestión completo*

Puede gestionar todos los DEA con LIFELINKcentral AED Program Manager, incluso los que no estén conectados. Una vez introducida la información del dispositivo de forma manual, podrá actualizar los datos de inspecciones de forma periódica. Con LIFELINKcentral, dispondrá de un resumen inmediato y completo del nivel de preparación de los DEA y del socorrista. Podrá incluso identificarlos en un mapa y crear alertas para sustituciones programadas de la batería o los electrodos.



Licencia básica



Licencia PRO

*Funciones disponibles con la licencia PRO de LIFELINKcentral PRO exclusivamente.



Elija la licencia que mejor se adapte a sus necesidades

Se incluye el acceso básico a LIFELINKcentral AED Program Manager con cada DEA conectado Stryker, pero existen numerosas razones por las que invertir en una licencia PRO.

Licencias LIFELINKcentral	Básica	PRO
	Incluida con el DEA Stryker conectado	Tarifa aplicable ¹
Gestión de equipos		
Dispositivos/equipos compatibles		
DEA conectado HeartSine con HeartSine Gateway, Pad-Pak y/o Pediatric-Pak	X	X
DEA conectado LIFEPAK CR2 con batería y electrodos QUIK-STEP	X ²	X
DEA Stryker no conectados (cargados manualmente por el equipo de asistencia Stryker)		X ³
Resto de DEA (cargados manualmente por el equipo de asistencia Stryker)		X ³
Resto de accesorios y equipos personalizados		X
Seguimiento de la preparación del equipo		
Edición y visualización de los detalles del equipo	X	X
Consulta de la preparación del dispositivo, registros de prueba (DEA conectados)	X	X
Consulta del mapa de equipos	X	X
Consulta del estado del equipo mediante la rueda de preparación		X
Registro de inspecciones manuales		X
Gestión de centros		
Seguimiento de la preparación del centro		
Adición, edición y consulta de la información del centro	X	X
Software de gestión y opciones de configuración	X	X
Consulta del mapa de centros	X	X
Consulta del estado del centro mediante la rueda de preparación		X
Consulta del informe de resumen de estado del programa		X
Definición de programas de inspección personalizados		X
Gestión de personal		
Perfiles y funciones de usuarios		
Agregar, editar y consultar perfiles de usuarios	X	X
Asignación de funciones de coordinador de programas y de centros	X	X
Preparación del socorrista		
Consulta del estado de la formación mediante la rueda de preparación		X
Asignación de funciones de inspector de DEA y socorrista de urgencias formado		X
Preparación/certificado de socorrista de urgencias formado		X
Eventos de formación		
Gestión de eventos de formación y listados		X
Notificaciones de correo electrónico		
Notificaciones de preparación para DEA conectados HeartSine y LIFEPAK	X	X
Notificaciones de preparación del resto de DEA (para equipos manualmente cargados por el equipo de asistencia Stryker)		X ³
Notificaciones de preparación para equipos personalizados		X
Asistencia de cuentas		
Asistencia básica de correo electrónico	X	X
Acceso al centro de recursos en línea	X	X
Opciones a la carta		
Carga de otros DEA y dispositivos no conectados para la licencia PRO		X ³
Carga masiva de accesorios HeartSine (cantidad mínima de 10)	X ³	X ³

1. La licencia LIFELINKcentral PRO ofrece los servicios descritos y se cobran como una tarifa anual por cuenta.

2. La batería y los electrodos QUIK-STEP suministrados con el DEA LIFEPAK CR se gestionan con la licencia básica. La licencia PRO es necesaria para gestionar baterías de recambio y/o bandejas adicionales de electrodos QUIK-STEP.

3. Tarifa de carga aplicable.

Si adquirió el DEA conectado HeartSine a través de un minorista o distribuidor de Stryker autorizado, este minorista o distribuidor tendrá acceso a su cuenta de LIFELINKcentral AED Program Manager y podrá recibir notificaciones que mostrará el DEA conectado HeartSine. Tenga en cuenta que esta configuración puede deshabilitarse en CUALQUIER momento: si desea deshabilitarla, envíe una solicitud al servicio al cliente de Stryker para autogestionar su centro sin notificar al distribuidor o minorista.

Todas las afirmaciones son válidas a fecha de 12/2020.

Para obtener más información, contacte con su representante de Stryker o visite nuestra página web strykeremergencycare.com

Acceso público a asistencia de urgencias

Los usuarios del DEA deben recibir formación sobre RCP y el uso del DEA.

Si bien no es posible garantizar la reanimación de todas las personas, los estudios demuestran que una desfibrilación precoz puede mejorar drásticamente las tasas de supervivencia. Los DEA están destinados a su uso con pacientes adultos y pediátricos. Los DEA pueden usarse con pacientes pediátricos de menos de 25 kg de peso, pero algunos modelos requieren electrodos de desfibrilación por separado.

La información presente tiene como fin mostrar la gama de productos de Stryker. Consulte las instrucciones de uso para obtener instrucciones completas para indicaciones de uso, contraindicaciones, advertencias, precauciones y posibles acontecimientos adversos antes de utilizar cualquier producto de Stryker. Es posible que no todos los productos estén disponibles en todos los mercados, puesto que la disponibilidad de los mismos depende de la práctica clínica o reglamentaria de cada mercado. Contacte con su representante si tiene alguna pregunta sobre la disponibilidad de los productos de Stryker en su zona. Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso. Los productos descritos cuentan con el marcado CE según los reglamentos y directivas de la UE.

Stryker o entidades empresariales asociadas poseen, hacen uso o han solicitado las siguientes marcas comerciales o de servicio: HeartSine, HeartSine Gateway, LIFELINKcentral, LIFEPAK, Pad-Pak, QUIK-STEP, Stryker. El resto de marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

La falta de un producto, función, nombre de servicio o logotipo de esta lista no constituye la renuncia de la marca registrada de Stryker ni otros derechos de propiedad intelectual en relación al nombre o logotipo.

Fecha de publicación: 2020/12

Fabricado en el Reino Unido.

H009-043-207-AA ES

HeartSine SAM 500P no se comercializa en EE. UU.

HeartSine Gateway no está disponible en todos los países.

Copyright © 2020 Stryker.



HeartSine Technologies Ltd.
203 Airport Road West
Belfast, BT3 9ED
United Kingdom
Tel +44 28 9093 9400
Fax +44 28 9093 9401
heartsinesupport@stryker.com
heartsine.com

Stryker European
Operations
B.V. Herikerbergweg 110
1101 CM Amsterdam
Netherlands
Tel +31 (0)43 3620008
Fax +31 (0)43 3632001

Distribuido por:

C/ Sepúlveda, 17
28108 Alcobendas (Madrid)
Spain
Tel +34 91 728 35 00
Fax +34 91 358 07 48