

Classification IP Tableau de résistance à la poussière et à l'eau¹

Protégé contre les corps solides		Protégé contre les liquides	
Premier numéro	Définition	Second numéro	Définition
0	Non protégé	0	Non protégé
1	Protégé contre les corps solides supérieurs à 50 mm (par exemple, les mains)	1	Protégé contre les chutes verticales de gouttes d'eau
2	Protégé contre les corps solides supérieurs à 12 mm (par exemple, les mains)	2	Protégé contre les pulvérisations directes d'eau lorsque l'appareil est incliné jusqu'à 15° de chaque côté
3	Protégé contre les corps solides supérieurs à 2,5 mm (par exemple, les outils et les fils)	3	Protégé contre les projection d'eau jusqu'à un angle 60° de la verticale de chaque côté
4	Protégé contre les corps solides supérieurs à 1 mm (par exemple, les outils et les fils)	4	Protégé contre les éclaboussures d'eau de toutes directions
5	Protégé contre l'intrusion limitée de poussière en une quantité ne gênant pas le bon fonctionnement	5	Protégé contre les jets d'eau à basse pression de toutes directions
6	Totalement protégé contre toute intrusion de poussière	6	Protégé contre les jets d'eau puissants de toutes directions
		7	Protégé contre les effets d'une immersion temporaire dans l'eau dans des conditions et à une pression normalisées
		8	Protégé contre les longues périodes d'immersion dans de l'eau ayant un pH supérieur à 7
		9	Protégé contre la projection d'eau à haute pression et à haute température de toutes directions



HeartSine® samaritan® PAD

Classe IP56 : Classe la plus élevée parmi les DAE pour une protection contre l'intrusion de poussière et d'eau

Références

¹ International Standard IEC 60529 - Degrees of protection provided by enclosures (IP Code)

Pour de plus amples informations, envoyez un email à heartsinesupport@stryker.com ou visitez notre site Internet heartsine.com.



HeartSine Technologies, Ltd.
203 Airport Road West
Belfast, BT3 9ED
Royaume-Uni
Tél : +44 28 9093 9400
Fax : +44 28 9093 9401



Classification UL. Voir le marquage complet sur le produit.

© 2019 HeartSine Technologies. Tous droits réservés.

H009-020-040-0 FR